

# VIASURE

## Real Time PCR Detection Kits

by CerTest  
BIOTEC

### Yellow Fever

Handbook for the following references/  
Manual para las siguientes referencias:

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 6 x 8-well strips, low profile   | VS-FEV106LE |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 6 x 8-well strips, high profile  | VS-FEV106HE |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 12 x 8-well strips, low profile  | VS-FEV112LE |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 12 x 8-well strips, high profile | VS-FEV112HE |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 96-well plate, low profile       | VS-FEV113LE |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 96-well plate, high profile      | VS-FEV113HE |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 9 x 4-well strips, Rotor-Gene®   | VS-FEV136E  |
| VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit 18 x 4-well strips, Rotor-Gene®  | VS-FEV172E  |



## ENGLISH

### 1. Intended use

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit is designed for specific identification of Yellow fever in clinical samples from patients with signs and symptoms of Yellow virus infection. This test is intended for use as an aid in the diagnosis of the Yellow fever in combination with clinical and epidemiological risk factors. RNA is extracted from specimens, amplified using RT-PCR and detected using fluorescent reporter dye probes specific for Yellow fever.

### 2. Summary and Explanation

Yellow fever virus is an RNA virus that belongs to the *Flaviviridae* family. The "yellow" in the name refers to the jaundice caused by liver involvement that affects some patients.

Yellow fever is an acute viral haemorrhagic zoonotic disease transmitted between humans and from monkeys to humans by mosquitoes, primarily by *Aedes (aegypti)* and *Haemogogus*, in 1 of 3 cycles: urban yellow fever, jungle (sylvatic) yellow fever, and intermediate (savannah) yellow fever. More than 900 million inhabitants and travellers are at risk in the 44 endemic countries of Latin America and Africa.

The incubation period is generally 3–6 days from infection until illness. Many people do not experience symptoms, but when these do occur, the most common are an acute febrile phase occurs with myalgia, headache, back pain, anorexia, nausea, and sometimes vomiting; symptoms typically resolve within 1 week. Small proportions of patients enter a second, more toxic phase within 24 hours of recovering from initial symptoms, and develop severe symptoms (with high fever, jaundice, bleeding, and kidney damage). Half of the patients who enter this toxic phase die; due to there is currently no specific anti-viral drug. Although, specific care to treat dehydration, liver and kidney failure, and fever improves outcomes. Therefore, vaccination and mosquito control are the most important means of preventing yellow fever.

Yellow fever is difficult to diagnose, especially during the early stages. It can be confused with severe malaria, leptospirosis, viral hepatitis (especially the fulminating forms of hepatitis B and D), other hemorrhagic fevers, infection with other flaviviruses (Dengue, Zika and West Nile viruses), and poisoning. Usually, the detection of yellow fever virus is carried out by virus cultivation on susceptible cells followed by immunofluorescence, ELISA, immunohistochemical examination or PCR. For quantifying the load of infectious particles in cell culture or serum samples, plaque assay is still the commonly used method. However, this is cumbersome and time-consuming technique. With the recent development of Real-Time PCR, a rapid and accurate alternative to quantify viral load in blood is available.

### 3. Principle of the procedure

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit is designed for the diagnosis of the Yellow fever in clinical samples. The detection is done in one step real time RT format where the reverse transcription and the subsequent amplification of specific target sequence occur in the same reaction well. The isolated RNA target is transcribed



generating complementary DNA by reverse transcriptase which is followed by the amplification of a conserved region of the 5' UTR gene using specific primers and a fluorescent-labelled probe.

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit is based on 5' exonuclease activity of DNA polymerase. During DNA amplification, this enzyme cleaves the probe bound to the complementary DNA sequence, separating the quencher dye from the reporter. This reaction generates an increase in the fluorescent signal which is proportional to the quantity of the target template. This fluorescence could be measured on Real Time PCR platforms.

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit contains in each well all the components necessary for real time PCR assay (specific primers/probes, dNTPS, buffer, polymerase, retrotranscriptase in an stabilized format. The assay can use an Extraction Control (EC) which can be introduced into each sample at the lysis buffer stage of the extraction process. This control can be used to monitor the extraction process and/or discard the inhibition of the polymerase activity. Yellow fever RNA targets are amplified and detected in FAM channel and the Extraction control (EC) in HEX, VIC or JOE channel (depending on the equipment used select the proper detection channel, see Annex 2).

#### 4. Reagents provided

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit includes the following materials and reagents detailed in Tables 1, 2 and 3. Based on the commercial presentation and the Real Time PCR platform used, the stabilized PCR reaction mix could be placed inside different wells and could be marketed on multiple formats. Table 1 includes materials and reagents to be used with 8-well strips compatible devices (See Annex 1). Table 2 includes materials and reagents to be used with 96-well plate compatible devices (See Annex 1). Table 3 includes materials and reagents for use with Qiagen/Corbett Rotor-Gene® instruments for 4-well strips.

| Reagent/Material              | Description                                                                          | Colour      | Amount              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Yellow Fever 8-well strips    | A mix of enzymes, primers probes, buffer, dNTPs and stabilizers in stabilized format | White       | 6/12 x 8-well strip |
| Rehydration Buffer            | Solution to reconstitute the stabilized product                                      | Blue        | 1 vial x 1.8 mL     |
| Yellow Fever Positive Control | Non-infectious synthetic lyophilized cDNA                                            | Red         | 1 vial              |
| Extraction Control            | Non-infectious nucleic acid lyophilized                                              | Green       | 1 vial              |
| Negative control              | Non template control                                                                 | Violet      | 1 vial x 1 mL       |
| Water RNase/DNase free        | RNase/DNase free water                                                               | White       | 1 vial x 1 mL       |
| Tear-off 8-cap strips         | Optical caps for sealing wells during thermal cycling                                | Transparent | 6/12 X 8-cap strip  |

Table 1. Reagents and materials provided in VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit with Ref. VS-FEV106LE, VS-FEV106HE, VS-FEV112LE and VS-FEV112HE.



| Reagent/Material              | Description                                                                          | Color       | Amount           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Yellow Fever 96-well plate    | A mix of enzymes, primers probes, buffer, dNTPs and stabilizers in stabilized format | White       | 1 plate          |
| Rehydration Buffer            | Solution to reconstitute the stabilized product                                      | Blue        | 1 vial x 1.8 mL  |
| Yellow Fever Positive Control | Non-infectious synthetic lyophilized cDNA                                            | Red         | 1 vial           |
| Extraction Control            | Non-infectious nucleic acid lyophilized                                              | Green       | 1 vial           |
| Negative control              | Non template control                                                                 | Violet      | 1 vial x 1 mL    |
| Water RNase/DNase free        | RNase/DNase free water                                                               | White       | 1 vial x 1 mL    |
| Tear-off 8-cap strips         | Optical caps for sealing plate during thermal cycling                                | Transparent | 12 X 8-cap strip |

Table 2. Reagents and materials provided in VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit with Ref VS-FEV113LE and VS-FEV113HE.

| Reagent/Material              | Description                                                                          | Colour      | Amount              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Yellow Fever 4-well strips    | A mix of enzymes, primers probes, buffer, dNTPs and stabilizers in stabilized format | Transparent | 9/18 x 4-well strip |
| Rehydration Buffer            | Solution to reconstitute the stabilized product                                      | Blue        | 1 vial x 1.8 mL     |
| Yellow Fever Positive Control | Non-infectious synthetic lyophilized cDNA                                            | Red         | 1 vial              |
| Extraction Control            | Non-infectious nucleic acid lyophilized                                              | Green       | 1 vial              |
| Negative control              | Non template control                                                                 | Violet      | 1 vial x 1 mL       |
| Water RNase/DNase free        | RNase/DNase free water                                                               | White       | 1 vial x 1 mL       |
| 4-cap strips                  | Optical caps for sealing wells during thermal cycling                                | Transparent | 9/18 X 4-cap strip  |

Table 3. Reagents and materials provided in VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit with Ref. VS-FEV136E and VS-FEV172E. For use with Qiagen/Corbett Rotor-Gene® instruments and compatible accessories with strips of 4 tubes 0.1 ml (72-Well Rotor and Locking Ring 72-Well Rotor).

## 5. Reagents and equipment to be supplied by the user

The following list includes the materials that are required for use but not included in the VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit.

- Real Time PCR instrument (thermocycler).
- RNA extraction kit.
- Centrifuge for 1.5 mL tubes and PCR-well strips or 96-well plate (if available).
- Vortexer.
- Micropipettes (0.5-20 µL, 20-200 µL).
- Filter tips.
- Powder-free disposable gloves.
- Loading block (for use with Qiagen/Corbett Rotor-Gene® instruments).



VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit has been validated on the following equipments: Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System, Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System, Agilent Technologies AriaMx Real-Time PCR System, DNA-Technology DTprime Real-time Detection Thermal Cycler, DNA-Technology DTLite Real-Time PCR System, Rotor-Gene® Q (Qiagen), SmartCycler® (Cepheid), Roche Molecular Diagnostics Cobas z480 Analyzer, VIASURE 48 Real Time PCR System and VIASURE 96 Real Time PCR System. When using the Applied Biosystems 7500 Fast with strips it is recommend to place a plate holder to reduce the risk of crushed tube (Ref. PN 4388506).

To check thermocycler compatibility, see Annex 1, to check most common detection channels see Annex 2 and to check optical measurement exposure setting see Annex 3.

## 6. Transport and storage conditions

- The kits can be shipped and stored at 2-40°C until the expiration date which is stated on the label.
- Once the positive control has been re-suspended, store it at -20°C. We recommend to separate it in aliquots to minimize freeze and thaw cycles. Positive control has been validated as still being stable after 6 freeze-thaw cycles.
- Keep components away from sunlight.

## 7. Precautions for users

- The product is indented for use by professional users only, such as laboratory or health professionals and technicians, trained in molecular biological techniques.
- Do not use past expiration date.
- Do not use reagents if the protective pouches are open or broken upon arrival.
- Do not use reagents if desiccant is not present or broken inside reagent pouches.
- Do not remove desiccant from reagent pouches once is open.
- Close protective pouches of reagents promptly with the zip seal after each use (if available, Ref. VS-FEV113LE, VS-FEV113HE, VS-FEV136E and VS-FEV172E). Remove any excess air in the pouches prior to sealing.
- Do not use reagents if the foil has been broken or damaged.
- Do not mix reagents from different envelopes and / or kits and / or lots and / or another supplier.
- Protect reagents against from humidity. Prolonged exposure to humidity may affect product performance.
- For references VS-FEV136E and VS-FEV172E (compatible with Qiagen/Corbett Rotor-Gene® instruments) use the loading block to pipette reagents and samples into each tube and to help with fitting caps properly and avoid cross contamination.
- Design a unidirectional workflow. It should begin in the Extraction Area and then move to the Amplification and Detection Area. Do not return samples, equipment and reagents to the area in which the previous step was performed.
- Follow Good Laboratory Practices. Wear protective clothing, use disposable gloves, goggles and mask. Do not eat, drink or smoke in the working area. Once you finish the test wash your hands.



- Specimens must be treated as potentially infectious, as well as all the reagents and materials that have been exposed to the samples and they must be handled according to the national safety regulations. Take necessary precautions during the collection, storage, treatment and disposal of samples.
- Regular decontamination of commonly used equipment is recommended, especially micropipettes and work surfaces.
- Consult safety data sheets, upon request.
- Consult each Real Time PCR instrument's reference manual for additional warnings, precautions and procedures.

## 8. Test procedure

### 8.1. Lyophilized extraction control

Recommendation is to open and manipulate the Extraction Control (EC) in pre-PCR laboratory area away from the lyophilized positive control. Reconstitute the lyophilized Extraction Control (green vial) adding 500 µL of Water RNase/DNase free (white vial) supplied and vortex thoroughly.

Once the Extraction Control has been re-suspended, store it at -20°C. Recommendation is to separate it in aliquots to minimize freeze and thaw cycles.

Note: The Water RNase/DNase free vial must be utilized first to reconstitute the lyophilized Extraction Control in pre-PCR laboratory area, and subsequently, it can be used for reconstitute the lyophilized *Yellow Fever* Positive Control in an area away from the other components.

### 8.2. RNA extraction

Perform the sample preparation according to the recommendations appearing in the instructions for use of the extraction kit used.

If the Extraction Control is used to monitor nucleic acid isolation and as PCR inhibition control, add 5 µL of the EC to the specimen and/or lysis buffer mixture. (clinical specimen, as well as, positive control and/or negative control). Close each tube and vortex for 10 seconds.

If the Extraction Control is used only as a PCR inhibition control, 1 µL of the EC should be added to the reconstituted Reaction-Mix.

For RNA extraction from blood samples you can use your manually or automatic routine optimized system. Also, you can use any commercially available RNA extraction kit and follow the manufacturer's instructions for use. We have validated the following extraction kits:

- Viasure RNA-DNA Extraction kit (VIASURE), recommended.
- Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit, using the Maxwell® 16 instrument (Promega).
- QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen).
- ZP02003 MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit and ZP02013 MagPurix Viral RNA Extraction Kit.





### 8.3. Lyophilized positive control

Yellow Fever Positive Control contains high copies of the template, the recommendation is to open and manipulate it in a separate laboratory area away from the other components. Reconstitute the lyophilized Yellow Fever Positive Control (red vial) by adding 100 µL of the supplied Water RNase/DNase free (white vial) and vortex thoroughly.

Once the positive control has been re-suspended, store it at -20°C. We recommend to separate it in aliquots to minimize freeze and thaw cycles.

### 8.4. PCR protocol

Determine and separate the number of required reactions including samples and controls. One positive and negative control must be included in each run for each assay. Peel off protective aluminium seal from plates or strips.

- 1) Reconstitute the number of wells you need.

Add 15 µL of Rehydration Buffer (blue vial) into each well.

- 2) Adding samples and controls.

Add 5 µL of Negative Control (violet vial) in the reserved wells for negative control.

Add 5 µL of RNA sample in different wells.

Add 5 µL of reconstituted Yellow Fever Positive Control (red vial) in the reserved wells for positive control.

If the EC is only used as PCR inhibition control, add 1 µL of the EC (green vial) to the negative control/sample/positive control wells.

It is recommended to briefly centrifuge the 8-well strips or 96-well plate, or gently tap each strip onto a hard surface to ensure that all the liquids are at the bottom of the tubes (for Qiagen/Corbett Rotor-Gene® kit).

Load the plate or the strips in the thermocycler.

- 3) Set up the thermocycler (to check compatibility see Annex 1).

Program the thermocycler following the conditions listed below and start the run:

| Cycles | Step                                   | Time   | Temperature |
|--------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 1      | Reverse transcription                  | 15 min | 45°C        |
| 1      | Initial denaturation                   | 2 min  | 95°C        |
| 45     | Denaturation                           | 10 seg | 95°C        |
|        | Annealing/Extension (Data collection*) | 50 seg | 60°C        |

Table 4. PCR protocol



Fluorogenic data should be collected during the extension step (\*) through the FAM (Yellow fever) and HEX, JOE or VIC channels (Extraction Control (EC)). Depending on the equipment used select the proper detection channel (see Annex 2). In the Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems StepOne Plus™ Real-Time PCR System and Stratagene Mx3005P™ Real Time PCR System check that the passive reference option for ROX is none. In the Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System select Ramp Speed Standard in Select New Experiment/Advanced Setup/Experiment Properties.

## 9. Result interpretation

The use of positive and negative controls in each run, validate the reaction by checking the absence of signal in the negative control well and the presence of signal for Yellow fever in the positive control well. Check Extraction Control (EC) signal to verify the correct functioning of the amplification mix. The analysis of the samples is done by the software of the used real time PCR equipment itself according to manufacturer's instructions.

Using the following table read and analyze the results:

| Yellow fever (FAM) | Extraction control (HEX) | Negative Control | Positive Control | Interpretation        |
|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| +                  | +/-                      | -                | +                | Yellow fever Positive |
| -                  | +                        | -                | +                | Yellow fever Negative |
| -                  | -                        | -                | +                | Experiment fail       |
| +                  | +                        | +                | -                | Experiment fail       |

Table 5. Sample interpretation

+: Amplification curve

-: No amplification curve


A sample is considered positive if the Ct value obtained is less than 40 and the Extraction control shows or not an amplification signal. Sometimes, the detection of Extraction control is not necessary because a high copy number of target can cause preferential amplification of target-specific nucleic acids.

A sample is considered negative, if the sample shows no amplification signal in the detection system but the Extraction control is positive. A failure in the extraction procedure and/or an inhibition of the PCR reaction can be excluded by the amplification of Extraction Control.





Figure 1. Correct run of negative and positive control run on the Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System.



The result is considered invalid if there is signal of amplification in negative control or absence of signal in the positive well. We recommend to repeat the assay again.

In case of absence of signal in both, extraction control and target in sample wells, we recommend to repeat the assay diluting the sample 1:10 or to repeat the extraction to check for possible problems of nucleic acids purification and/or inhibition.

In case of a doubtful interpretation result, it is recommended to verify the correct performance of each of the steps and review the parameters and the sigmoid shape of the curve. If the situation is not solved, it is recommended to repeat the assay, preferably in duplicate. The results of the test should be evaluated by a health care professional in the context of medical history, clinical symptoms and other diagnostic tests.

Differences can be observed in the values of Ct in the extraction controls between the control samples (negative control and positive control) and the clinical samples, due to the extraction process.

For samples at the limit of detection (LOD) or negative with a value of Ct for the extraction control  $\geq 35$ , it is recommended to filter the sample, or dilute the extracted (1:10 and 1:100) to avoid possible interference and inhibitors in the amplification reaction. It is recommended to review the instructions for using the extraction process used by the user.

## 10. Limitations of the test

- The results of the test should be evaluated by a health care professional in the context of medical history, clinical symptoms and other diagnostic tests.
- Although this assay can be used with other types of samples, it has been validated only with RNA extracted from blood samples.
- The quality of the test depends on the quality of the sample; proper extracted nucleic acid from clinical samples must be extracted. Unsuitable collection, storage and/or transport of specimens may give false negative results.

- Extremely low levels of target below the limit of detection might be detected, but results may not be reproducible.
- There is a possibility of false positive results due to cross-contamination by Yellow fever either by samples containing high concentrations of target RNA or contamination due to PCR products from previous reactions.
- There is a possibility of false positive results due to cross-contamination between Extraction Control and Yellow fever Positive Control, which contains high copies template, during their reconstitution by adding of Water RNase/DNase free (white vial). Each procedure must take place in established order and in a separate laboratory areas.

## 11. Quality control

VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit contains a positive and a negative control that must be included in each run to correctly interpret the results. Also, the Extraction control (EC) in each well confirms the correct performance of the technique.

## 12. Performance characteristics

### 12.1. Clinical sensitivity and specificity

The clinical performance of VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit was evaluated using Tropical Virus panels (Dengue and West Nile Viruses) from QCMD for several years (2014, 2016, 2017 and 2018). These QCMD panels included 5 positive samples for yellow fever virus. The results were compared with the programs final reports. Other Tropical Virus including Dengue Virus Type 1, Dengue Virus Type 2, Dengue Virus Type 3, Dengue Virus Type 4, Zika Virus, Chikungunya Virus, Japanese Encephalitis virus, West Nile Virus (strains NY99 and Heja), and Tick borne Encephalitis virus, were not detected.


In conclusion, the results show a high sensitivity and specificity to detect Yellow fever using VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit.

### 12.2. Analytical sensitivity

VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit has a detection limit of  $\geq 10$  RNA copies per reaction. (Figure 2).



Figure 2. Dilution series of Yellow fever ( $10^7$ - $10^1$  copies/rxn) template run on the Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System (channel FAM).



### 12.3. Analytical specificity

The specificity of the yellow fever assay was confirmed by testing a panel consisting of different microorganisms representing the most common flavivirus, bloodstream pathogens or that cause acute febrile illness. No cross-reactivity was detected between almost any of the following microorganisms tested.

| Cross-reactivity testing                   |   |                                              |   |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| <i>Plasmodium falciparum</i>               | - | <i>Coxiella burnetii</i>                     | - |
| <i>Enterotoxigenic Escherichia coli</i>    | - | <i>Rickettsia conorii</i>                    | - |
| <i>Enteropathogenic Escherichia coli</i>   | - | Zika Virus Asian strain                      | - |
| <i>Salmonella enterica subsp. enterica</i> | - | Zika Virus French Polynesian strain 11474/16 | - |
| <i>Salmonella typhi</i>                    | - | Zika Virus African strain                    | - |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>              | - | Chikungunya virus strain S27 Petersfield     | - |
| <i>Klebsiella oxytoca</i>                  | - | Dengue 1 virus strain Hawaii                 | - |
| <i>Listeria monocytogenes</i>              | - | Dengue 2 virus strain New Guinea C           | - |
| <i>Staphylococcus aureus subsp. aureus</i> | - | Dengue 3 virus strain H87                    | - |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>            | - | Dengue 4 virus strain H241                   | - |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>              | - | St Louis Encephalitis virus strain 17D       | - |
| <i>Streptococcus agalactiae</i>            | - | Japanese encephalitis virus                  | - |
| <i>Haemophilus influenzae</i>              | - | West Nile virus strain NY99                  | - |
| <i>Bartonella henselae</i>                 | - | West Nile virus Heja                         | - |
| <i>Trypanosoma cruzi</i>                   | - | West Nile virus Ug37                         | - |

Table 6. Reference pathogenic microorganisms used in this study.

### 12.4. Analytical reactivity

The reactivity of VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit was evaluated against Yellow Fever virus strain 17D showing positive results.



## ANNEX 1

## COMPATIBILITY WITH THE MOST COMMON REAL TIME PCR EQUIPMENT

Low profile strips can be used in all PCR thermocyclers equipped with a low profile block, like the systems listed in table A.1. High profile strips can be used in all PCR thermocyclers equipped with a high or regular profile block, like the systems listed in table A.2. If you do not find your thermocycler in the list below, please contact with your supplier.

| Table A.1 LOW PROFILE BLOCK THERMOCYCLERS |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Manufacturer                              | Model                                                       |
| Agilent Technologies                      | AriaMx/AriaDx Real-Time PCR System                          |
| Applied Biosystems                        | 7500 Fast Real-Time PCR System <sup>(1)</sup>               |
| Applied Biosystems                        | 7500 Fast Dx Real-Time PCR System <sup>(1)</sup>            |
| Applied Biosystems                        | QuantStudio™ 12K Flex 96-well Fast                          |
| Applied Biosystems                        | QuantStudio™ 6 Flex 96-well Fast                            |
| Applied Biosystems                        | QuantStudio™ 7 Flex 96-well Fast                            |
| Applied Biosystems                        | QuantStudio™ 3 Fast Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>     |
| Applied Biosystems                        | QuantStudio™ 5 Fast Real-Time PCR System                    |
| Applied Biosystems                        | StepOne Plus™ Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>           |
| Applied Biosystems                        | StepOne™ Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>                |
| Applied Biosystems                        | ViiA™ 7 Fast Real-Time PCR System                           |
| BIONEER                                   | Exicycler™ 96                                               |
| Bio-Rad                                   | CFX96™ / CFX96™ IVD Real-Time PCR Detection System          |
| Bio-Rad                                   | Mini Opticon™ Real-Time PCR Detection System <sup>(6)</sup> |
| Cepheid                                   | SmartCycler® <sup>(3)</sup>                                 |
| Qiagen                                    | Rotor-Gene® Q <sup>(3)</sup>                                |
| Roche                                     | LightCycler® 480 Real-Time PCR System <sup>(4)</sup>        |
| Roche                                     | LightCycler® 96 Real-Time PCR System <sup>(4)</sup>         |
| Roche                                     | Cobas z480 Analyzer <sup>(4)</sup>                          |

| Table A.2 HIGH PROFILE BLOCK THERMOCYCLERS |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Manufacturer                               | Model                                                                  |
| Abbott                                     | Abbott m2000 RealTime System                                           |
| Applied Biosystems                         | 7300 Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>                               |
| Applied Biosystems                         | 7500 Real-Time PCR System                                              |
| Applied Biosystems                         | 7900 HT Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>                            |
| Applied Biosystems                         | ABI PRISM 7000 <sup>(6)</sup>                                          |
| Applied Biosystems                         | ABI PRISM 7700 <sup>(5)</sup>                                          |
| Applied Biosystems                         | QuantStudio™ 12K Flex 96-well                                          |
| Applied Biosystems                         | QuantStudio™ 6 Flex 96-well                                            |
| Applied Biosystems                         | QuantStudio™ 7 Flex 96-well                                            |
| Applied Biosystems                         | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>                     |
| Applied Biosystems                         | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System                                    |
| Applied Biosystems                         | ViiA™ 7 Real-Time PCR System                                           |
| Analytik Jena Biometra                     | TOptical                                                               |
| Analytik Jena Biometra                     | qTOWER 2.0                                                             |
| BIONEER                                    | Exicycler™ 96                                                          |
| Bio-Rad                                    | CFX96™ Deep Well / CFX96™ Deep Well IVD Real-Time PCR Detection System |
| Bio-Rad                                    | iCycler iQ™ Real-Time PCR Detection System                             |
| Bio-Rad                                    | iCycler iQ™5 Real-Time PCR Detection System                            |
| Bio-Rad                                    | MyiQ™ Real-Time PCR Detection System <sup>(6)</sup>                    |
| Bio-Rad                                    | MyiQ™2 Real-Time PCR Detection System <sup>(6)</sup>                   |
| Cepheid                                    | SmartCycler® <sup>(3)</sup>                                            |
| DNA-Technology                             | DTprime Real-time Detection Thermal Cycler <sup>(2)</sup>              |
| DNA-Technology                             | DTlite Real-Time PCR System <sup>(2)</sup>                             |
| Eppendorf                                  | Mastercycler™ep realplex                                               |
| Qiagen                                     | Rotor-Gene® Q <sup>(3)</sup>                                           |
| Stratagene / Agilent Technologies          | Mx3000P™ Real Time PCR System                                          |
| Stratagene / Agilent Technologies          | Mx3005P™ Real Time PCR System                                          |
| VIASURE                                    | VIASURE 48 Real Time PCR System <sup>(2)</sup>                         |
| VIASURE                                    | VIASURE 96 Real Time PCR System <sup>(2)</sup>                         |

(1) Select Ramp Speed "Standard".

(2) See Annex 3 to check optical measurement exposure setting.

(3) The product should be reconstituted following the appropriate procedure (see Test Procedure) and transferred into the specific Rotor-Gene® Q or SmartCycler® tubes.

(4) Shell Frame grid plate which fits in these Roche qPCR System is necessary.

(5) No detection in Cy5 channel.

(6) Detection in FAM and HEX channels only.

Table A1/A2. Compatible low and high profile Real Time PCR systems.



## ANNEX 2

## DETECTION CHANNELS FOR THE MOST COMMON REAL TIME PCR EQUIPMENT

The fluorescence detection channels for some of most common Real Time PCR Thermocyclers are specified in Table A3.

| REAL-TIME PCR THERMOCYCLER    | VIASURE CHANNEL | DETECTION CHANNEL | OBSERVATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad CFX96™                | FAM             | FAM               | Some wells may have abnormally drifting RFU values during the initial few cycles of a run showing a non-sigmoidal ascendant line. If you see this effect, in the Settings menu, select the option Apply Fluorescence Drift Correction for Baseline Settings to correct it.                                                                                      |
|                               | HEX             | HEX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | ROX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Cy5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ABI 7500 Applied Biosystems   | FAM             | FAM               | Passive reference option for ROX must be none. Some wells may have abnormally drifting RFU values during the initial few cycles of a run showing a non-sigmoidal ascendant line. If you see this effect, please modify the baseline: Select the Start Cycle and End Cycle values so that the baseline ends before significant fluorescence is detected.         |
|                               | HEX             | VIC               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | ROX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Cy5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Roche Lightcycler®480II       | FAM             | 465/510           | Colour Compensation is required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | HEX             | 533/580           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | 533/610           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | 618/660           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Smartcycler® Cepheid          | FAM             | Channel 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | HEX             | Channel 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | Channel 3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Channel 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abbott m2000rt                | FAM             | FAM               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | HEX             | VIC               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | ROX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Cy5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mx3000P™ Mx 3005P™ Stratagene | FAM             | FAM               | Passive reference option for ROX must be none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | HEX             | VIC               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | ROX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Cy5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AriaMx Agilent                | FAM             | FAM               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | HEX             | HEX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | ROX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Cy5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rotor-Gene®Q Qiagen           | FAM             | Green             | In the Channel Setup, click on the "Gain Optimisation" button and then go to "Optimise Acquiring". The fluorescence Target Sample Range has to be between 5 and 10 FI for each channel. Also select the option "Perform Optimisation Before 1st Acquisition".                                                                                                   |
|                               | HEX             | Yellow            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | Orange            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Red               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mic Real Time PCR Cycler bms  | FAM             | Green             | In the "Run Profile" menu, introduce the correct parameters for "Temperature Control" (Standard TAQ (v3)), Volume (20 ul) and the appropriate thermal profile. In the "Cycling" window, select the "Acquire on" option for all the channels by clicking on them. Use the default "Gain" values for each channel (Green = 3, Yellow = 10, Orange = 10, Red = 10) |
|                               | HEX             | Yellow            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | Orange            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Red               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Exicycler™ 96 BIONEER         | FAM             | FAM               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | HEX             | JOE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | ROX             | ROX               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Cy5             | Cy5               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Table A3: Detection fluorescence channels of different Real Time PCR systems.



## ANNEX 3

**OPTICAL MEASUREMENT EXPOSURE SETTING**

Optical measurement parameters of some thermocyclers must be adjusted to be suitable for operation with "VIASURE Real Time PCR Detection Kits". This assay has been validated with the following set exposition values:

- DTprime Real-time Detection Thermal Cyclers (DNA-Technology) and VIASURE 96 Real Time PCR System (CerTest Biotec S.L.): FAM channel -500\*, HEX channel – 1000, ROX channel – 1000 and Cy5 channel - 1000.
- DTlite Real-Time PCR System (DNA-Technology) and VIASURE 48 Real Time PCR System (CerTest Biotec S.L.): FAM channel - 500, HEX channel - 500, ROX channel – 500 and Cy5 channel - 500.

\*If the result in channel FAM is not as expected, there are no amplifications or high background noise is observed, please lower the exposure values indicated above to 150.





## ESPAÑOL

### 1. Uso previsto

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit está diseñado para la identificación específica de la fiebre amarilla en muestras clínicas procedentes de pacientes con signos y síntomas de infección por fiebre amarilla. El uso previsto del test es facilitar el diagnóstico de infección producida por la fiebre amarilla en combinación con factores de riesgos clínicos y epidemiológicos. El RNA es extraído a partir de las muestras clínicas, posteriormente el DNA complementario es sintetizado en un solo paso y amplificado mediante PCR a tiempo real. La detección se lleva a cabo utilizando oligonucleótidos específicos y una sonda marcada con una molécula fluorescente y otra apantalladora (*quencher*) para detectar fiebre amarilla.

### 2. Introducción y explicación

El virus de la fiebre amarilla es un virus de RNA perteneciente a la familia *Flaviviridae*. El término "amarillo" del nombre de este virus hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes debido a la afección hepática.

La fiebre amarilla es una enfermedad zoonótica hemorrágica viral aguda que se transmite entre humanos y monos a humanos a través de los mosquitos, principalmente por *Aedes (aegypti)* y *Haemogogus*. Existen tres tipos de ciclos de transmisión: fiebre amarilla urbana, fiebre amarilla selvática (silvestre) y fiebre amarilla intermedia (sabana). Más de 900 millones de habitantes y viajeros están en riesgo en los 44 países endémicos de América Latina y África.

El período de incubación es generalmente de 3 a 6 días desde la infección hasta el desarrollo de la enfermedad. Muchas personas no experimentan síntomas, pero cuando estos ocurren, los más comunes son una fase febril aguda con mialgia, dolor de cabeza, dolor de espalda, anorexia, náuseas y a veces vómitos; síntomas que suelen resolverse dentro de una semana. Un porcentaje bajo de pacientes entran en una segunda fase más tóxica a las 24 horas de la remisión inicial y desarrollan síntomas severos (con fiebre alta, ictericia, sangrado y daño renal). La mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica mueren; debido a que actualmente no hay ningún tratamiento antiviral específico, pero el desenlace mejora con el tratamiento de la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal y la fiebre. Por lo tanto, la vacunación y el control de mosquitos son los medios más importantes para prevenir la fiebre amarilla.

La fiebre amarilla es difícil de diagnosticar, especialmente durante las primeras etapas. Se puede confundir con malaria severa, leptospirosis, hepatitis viral (especialmente las formas fulminantes de la hepatitis B y D), otras fiebres hemorrágicas, infección con otros flavivirus (virus del Dengue, Zika y del Nilo Occidental) y envenenamiento. Por lo general, la detección del virus de la fiebre amarilla se lleva a cabo mediante cultivo de virus en células susceptibles, seguida de inmunofluorescencia, ELISA, estudio inmunohistoquímico o PCR. Para cuantificar la carga de partículas infecciosas en cultivo celular o muestras de suero, el ensayo de placa sigue siendo el método comúnmente utilizado. Sin embargo, esta técnica es incómoda y requiere mucho tiempo. Con el reciente desarrollo de la PCR a tiempo real, existe una alternativa rápida y precisa para cuantificar la carga viral en la sangre.



### 3. Procedimiento

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit está diseñado para el diagnóstico de la fiebre amarilla en muestras clínicas. La detección se realiza a través de la retrotranscripción en un solo paso y posterior amplificación a tiempo real de la secuencia diana, produciéndose ambas reacciones en el mismo pocillo. Tras el aislamiento del RNA, se sintetiza el DNA complementario a la secuencia diana gracias a la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Posteriormente la identificación de la fiebre amarilla se lleva a cabo mediante la reacción en cadena de la polimerasa utilizando oligonucleótidos específicos y una sonda marcada con fluorescencia que hibridan con una región diana conservada del gen 5' UTR.

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit aprovecha la actividad 5' exonucleasa de la DNA-polimerasa. Durante la amplificación del DNA, esta enzima hidroliza la sonda unida a la secuencia de DNA complementaria, separando el fluoróforo del *quencher*. Esta reacción genera un aumento en la señal fluorescente proporcional a la cantidad de RNA diana. Esta fluorescencia se puede monitorizar en equipos de PCR a tiempo real.

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit contiene en cada pocillo todos los componentes necesarios para llevar a cabo la PCR a tiempo real (cebadores/sondas específicos, dNTPS, tampón, polimerasa, retrotranscriptasa) en formato estabilizado. Este ensayo también se puede utilizar con un Control de Extracción (CE) que puede adicionarse en cada muestra durante la etapa de adición del tampón de lisis del proceso de extracción. Este control sirve para monitorizar el proceso de extracción y/o descartar una posible inhibición de la actividad polimerasa. Tras la reacción de amplificación, la fiebre amarilla se detecta en el canal FAM y el control de extracción (CE) se detecta en el canal HEX, VIC o JOE (seleccionar el canal de detección según el equipo utilizado, ver Anexo 2).

### 4. Reactivos suministrados

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit incluye los siguientes materiales y reactivos detallados en las Tablas 1, 2 y 3. Basado en la presentación comercial y la plataforma de PCR en tiempo real utilizada, la mezcla de reacción de PCR estabilizada se puede encontrar en diferentes tubos o pocillos y por tanto comercializar en múltiples formatos. La Tabla 1 incluye materiales y reactivos para usar con dispositivos compatibles para tiras de 8 pocillos (Ver Anexo 1). La Tabla 2 incluye materiales y reactivos para usar con dispositivos compatibles para placas de 96 pocillos (Ver Anexo 1). La Tabla 3 incluye materiales y reactivos para usar con los instrumentos Qiagen / Corbett Rotor-Gene® para tiras de 4 pocillos.



| Reactivo/Material             | Descripción                                                                                      | Color        | Cantidad                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Yellow Fever 8-well strips    | Una mezcla de enzimas, cebadores-sondas, tampón, dNTPs y estabilizadores en formato estabilizado | Blanco       | 6/12 tiras de 8 pocillos |
| Rehydration Buffer            | Solución para la reconstitución del producto estabilizado                                        | Azul         | 1 vial x 1.8 mL          |
| Yellow Fever Positive Control | cDNA sintético liofilizado no infeccioso                                                         | Rojo         | 1 vial                   |
| Extraction Control            | Ácido nucleico liofilizado no infeccioso                                                         | Verde        | 1 vial                   |
| Negative control              | Control negativo                                                                                 | Morado       | 1 vial x 1 mL            |
| Water RNase/DNase free        | Agua libre de RNasa/DNasa                                                                        | Blanco       | 1 vial x 1 mL            |
| Tear-off 8-cap strips         | Tapones ópticos para sellar los pocillos durante el ciclo térmico                                | Transparente | 6/12 tiras de 8 tapones  |

Tabla 1. Reactivos y materiales proporcionados en VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit con Ref. VS-FEV106LE, VS-FEV106HE, VS-FEV112LE y VS-FEV112HE.

| Reactivo/Material             | Descripción                                                                                      | Color        | Cantidad              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Yellow Fever 96-well plate    | Una mezcla de enzimas, cebadores-sondas, tampón, dNTPs y estabilizadores en formato estabilizado | Blanco       | 1 placa               |
| Rehydration Buffer            | Solución para la reconstitución del producto estabilizado                                        | Azul         | 1 vial x 1.8 mL       |
| Yellow Fever Positive Control | cDNA sintético liofilizado no infeccioso                                                         | Rojo         | 1 vial                |
| Extraction Control            | Ácido nucleico liofilizado no infeccioso                                                         | Verde        | 1 vial                |
| Negative control              | Control negativo                                                                                 | Morado       | 1 vial x 1 mL         |
| Water RNase/DNase free        | Agua libre de RNasa/DNasa                                                                        | Blanco       | 1 vial x 1 mL         |
| Tear-off 8-cap strips         | Tapones ópticos para sellar los pocillos durante el ciclo térmico                                | Transparente | 12 tiras de 8 tapones |

Tabla 2. Reactivos y materiales proporcionados en VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit con Ref. VS-FEV113LE y VS-FEV113HE.

| Reactivo/Material             | Descripción                                                                                      | Color        | Cantidad                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Yellow Fever 4-well strips    | Una mezcla de enzimas, cebadores-sondas, tampón, dNTPs y estabilizadores en formato estabilizado | Transparente | 9/18 tiras de 4 pocillos |
| Rehydration Buffer            | Solución para la reconstitución del producto estabilizado                                        | Azul         | 1 vial x 1.8 mL          |
| Yellow Fever Positive Control | cDNA sintético liofilizado no infeccioso                                                         | Rojo         | 1 vial                   |
| Extraction Control            | Ácido nucleico liofilizado no infeccioso                                                         | Verde        | 1 vial                   |
| Negative control              | Control negativo                                                                                 | Morado       | 1 vial x 1 mL            |
| Water RNase/DNase free        | Agua libre de RNasa/DNasa                                                                        | Blanco       | 1 vial x 1 mL            |
| 4-cap strips                  | Tapones ópticos para sellar los pocillos durante el ciclo térmico                                | Transparente | 9/18 tiras de 4 tapones  |

Tabla 3. Reactivos y materiales proporcionados en VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit con Ref. VS-FEV136E y VS-FEV172E. Para usar con instrumentos Qiagen / Corbett Rotor-Gene® y accesorios compatibles con tiras de 4 tubos 0.1 ml (72-Well Rotor y Locking Ring 72-Well Rotor).

## 5. Material requerido y no suministrado

La siguiente lista incluye los materiales que se requieren para el uso pero que no se incluyen en VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit.



- Equipo de PCR a tiempo real (termociclador).
- Kit de extracción de RNA.
- Centrífuga para tubos de 1.5 mL. y para tiras de tubos de PCR o placas de 96 pocillos (si está disponible).
- Vórtex.
- Micropipetas (0.5-20 µL, 20-200 µL).
- Puntas con filtro.
- Guantes desechables sin polvo.
- Loading block (para usar con instrumentos Qiagen/Corbett Rotor-Gene®).

VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit ha sido validado en los siguientes equipos: Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System, Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System, Agilent Technologies AriaMx Real-Time PCR System, DNA-Technology DTprime Real-time Detection Thermal Cycler, DNA-Technology DTlite Real-Time PCR System, Rotor-Gene® Q (Qiagen), SmartCycler® (Cepheid), Roche Molecular Diagnostics Cobas z480 Analyzer, VIASURE 48 Real Time PCR System y VIASURE 96 Real Time PCR System. Cuando se utiliza el equipo Applied Biosystems 7500 Fast con tiras, se recomienda colocar el soporte adecuado para reducir el riesgo de aplastar el tubo (Ref. PN 4388506).

Para verificar la compatibilidad de los termocicladores, consulte el Anexo 1, para verificar los canales de detección más comunes, consulte el Anexo 2 y para verificar la configuración de la exposición de medición óptica, ver Anexo 3.

## 6. Condiciones de transporte y almacenamiento

- El transporte y almacenaje de los kits puede realizarse de 2-40°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- Almacenar el control positivo a -20°C tras su re-suspensión. Se recomienda separar en alícuotas para minimizar los ciclos de congelación y descongelación. Se ha validado la estabilidad del control positivo tras 6 ciclos de congelación y descongelación.
- Proteger los componentes de la luz.

## 7. Precauciones para el usuario

- El producto está destinado para uso exclusivo de usuarios profesionales, como profesionales o técnicos de laboratorio y sanitarios, entrenados en técnicas de biología molecular.
- No se recomienda usar el kit después de la fecha de caducidad.
- No utilizar los reactivos si los sobres o las bolsas que protegen los tubos están abiertos o dañados en el momento que se reciben.
- No utilizar los tubos de reacción si el material desecante que se incluye en cada sobre de aluminio no está o está dañado.
- No retirar el material desecante de los sobres de aluminio que contienen los tubos de reacción una vez abiertos.
- Cerrar los sobres de aluminio que protegen los tubos de reacción con el cierre zip inmediatamente después



de cada uso (si está disponible, Ref. VS-FEV113LE, VS-FEV113HE, VS-FEV136E y VS-FEV172E). Antes de cerrar los sobres eliminar cualquier exceso de aire.

- No utilizar los tubos de reactivos si el aluminio protector está roto o dañado.
- No mezclar reactivos de diferentes sobres y/o kits y/o lotes y/u otro proveedor.
- Proteger los reactivos de la humedad. Una exposición prolongada a la humedad puede afectar al rendimiento del producto.
- Para referencias VS-FEV136E y VS-FEV172E (compatible con instrumentos Qiagen/Corbett Rotor-Gene®) utilice el loading block para pipetear reactivos y muestras en cada tubo y para ayudar en el ajuste correcto de las tapas así como para evitar la contaminación.
- Diseñar un flujo de trabajo unidireccional. Se debe comenzar en el área de extracción y después pasar al área de amplificación y de detección. No poner en contacto las muestras, equipos y reactivos utilizados en un área con la zona en la que se realizó el paso anterior.
- Seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio. Use ropa protectora, guantes de uso desechables, gafas y mascarilla. No comer, beber o fumar en el área de trabajo. Una vez terminada la prueba, lavarse las manos.
- Las muestras deben ser tratadas como potencialmente infecciosas, así como los reactivos que han estado en contacto con las muestras y deben ser gestionadas según la legislación sobre residuos sanitarios nacional. Tome las precauciones necesarias durante la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de muestras.
- Se recomienda la descontaminación periódica de los equipos usados habitualmente, especialmente micropipetas, y de las superficies de trabajo.
- Consulte las hojas de seguridad, previa solicitud.
- Consulte el manual de cada equipo de PCR a tiempo real para advertencias adicionales, precauciones y procedimientos.

## 8. Procedimiento del test

### 8.1. Control de extracción liofilizado

Se recomienda abrir y manipular el control de extracción (CE) en el área pre-PCR del laboratorio, alejada del control positivo liofilizado. Reconstituir el Control de Extracción liofilizado (vial verde) añadiendo 500 µL del Agua libre de RNAsa/DNAsa (vial blanco) suministrada y mezclar bien con la ayuda del vórtex. Almacenar el Control de Extracción a -20°C tras su re-suspensión. Se recomienda separar en alícuotas para minimizar los ciclos de congelación y descongelación.

Nota: Se debe utilizar en primer lugar el vial de Agua libre de RNAsa/DNAsa para reconstituir el Control de Extracción liofilizado en el área pre-PCR del laboratorio y después se debe usar para reconstituir el Yellow fever Positive Control liofilizado en un área separada de los demás componentes.

### 8.2. Extracción de RNA

Realizar la preparación de la muestra de acuerdo con las recomendaciones que aparecen en las instrucciones de uso del kit de extracción utilizado.



Si el Control de Extracción se utiliza para monitorizar el proceso de aislamiento de los ácidos nucleicos y como control de la posible inhibición de la PCR, añadir 5 µL del CE a la muestra o a la mezcla del tampón de lisis-muestra. (muestras clínicas, control positivo y/o negativo). Cerrar cada uno de los tubos y mezclar con la ayuda del vórtex durante 10 segundos.

Si el Control de Extracción se emplea sólo como control de inhibición de la PCR, añadir 1 µL de CE a la mezcla de reacción reconstituida.

Para la extracción de RNA a partir muestras de sangre, puede utilizar su sistema optimizado de rutina manual o automático. Además, se puede usar cualquier kit de extracción de RNA disponible en el mercado y seguir las instrucciones de uso del fabricante. Los siguientes kits de extracción han sido validados:

- Viasure RNA-DNA Extraction kit (VIASURE), recomendado.
- Maxwell® 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit, utilizando el sistema de extracción automatizado Maxwell® 16 instrument (Promega).
- QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen).
- ZP02003 MagPurix Viral Nucleic Acid Extraction Kit y ZP02013 MagPurix Viral RNA Extraction Kit.

### 8.3. Control positivo liofilizado

El vial de *Yellow fever* Positive Control contiene una gran cantidad de copias molde por lo que se recomienda abrirlo y manipularlo en una zona del laboratorio separada del resto de los componentes. Reconstituir *Yellow fever* Positive Control liofilizado (vial rojo) añadiendo 100 µL de Agua libre de RNAsa/DNAsa (vial blanco) suministrada y mezclar bien con la ayuda del vórtex. Almacenar el control positivo a -20°C tras su re-suspensión. Se recomienda separar en alícuotas para minimizar los ciclos de congelación y descongelación.

### 8.4. Protocolo PCR

Determinar y separar el número de reacciones necesarias incluyendo las muestras y los controles. En cada serie de muestras para cada uno de los ensayos a analizar se deben incluir un control positivo y uno negativo. Retirar el aluminio protector de las placas o tiras.

- 1) Reconstituir el número de pocillos que sean necesarios.

Añadir 15 µL del Rehydration buffer (vial azul) en cada pocillo.

- 2) Añadir muestras y controles.

Añadir 5 µL de Negative Control (vial morado) en los pocillos reservados para el control negativo.

Añadir 5 µL de la muestra de RNA en los diferentes pocillos.

Añadir 5 µL de *Yellow fever* Positive Control (vial rojo), en los pocillos reservados para el control positivo.

Si el CE se utiliza sólo como control de la inhibición de la PCR, añadir 1 µL del CE (vial verde) a los pocillos en los que se encuentre la muestra.



Se recomienda centrifugar brevemente las tiras de 8 pocillos o las placas de 96 pocillos, o golpear suavemente cada tira sobre una superficie dura para asegurarse de que todos los líquidos queden en el fondo de los tubos (para los kits compatible con Qiagen/Corbett Rotor-Gene®).

Colocar la placa o las tiras en el termociclador

- 3) Configurar el termociclador (para verificar la compatibilidad, consulte el Anexo 1).

Programar el termociclador siguiendo las condiciones descritas en la siguiente tabla e iniciar el programa:

| Ciclos | Etapas                                      | Tiempo | Temperatura |
|--------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 1      | Retrotranscripción                          | 15 min | 45°C        |
| 1      | Desnaturalización inicial                   | 2 min  | 95°C        |
| 45     | Desnaturalización                           | 10 seg | 95°C        |
|        | Hibridación/Elongación (Recogida de datos*) | 50 seg | 60°C        |

Tabla 4. Protocolo PCR

Los datos de fluorescencia deben recogerse durante la etapa de elongación (\*) a través de los canales FAM (Yellow fever) y HEX, JOE o VIC (Control Extracción). Dependiendo del equipo a utilizar seleccionar el canal de detección adecuado (ver Anexo 2). En los termocicladores Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems StepOne™ Real-Time PCR System y Stratagene Mx3005P™ Real Time PCR System comprobar que la opción del control pasivo ROX está desactivada. En el termociclador Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System seleccionar Ramp Speed Standard en el menú Select New Experiment/Advanced Setup/Experiment Properties.

## 9. Interpretación de resultados

El uso de los controles positivo y negativo junto con cada serie de muestras a analizar, valida la reacción comprobando la ausencia de señal en el pocillo del control negativo y la presencia de una señal en el pocillo de control positivo de fiebre amarilla. Comprobar la emisión de la señal del Control de Extracción (CE) para verificar el proceso de extracción y el correcto funcionamiento de la mezcla de amplificación. El análisis de las muestras se realiza con el software propio del equipo de PCR a tiempo real de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. Con ayuda de la siguiente tabla, leer y analizar los resultados:

| Yellow fever (FAM) | Control Extracción (HEX) | Control Negativo | Control Positivo | Interpretación        |
|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| +                  | +/-                      | -                | +                | Yellow fever Positivo |
| -                  | +                        | -                | +                | Yellow fever Negativo |
| -                  | -                        | -                | +                | Inválido              |
| +                  | +                        | +                | -                | Inválido              |

Tabla 5. Interpretación

+: curva de amplificación

-: sin curva de amplificación






Una muestra se considera positiva, si el valor Ct obtenido es menor de 40 y el Control de Extracción muestra o no una gráfica de amplificación. En ocasiones, la detección del Control Extraction no es necesaria, ya que la presencia de un alto número inicial de copias del ácido nucleico diana puede causar una amplificación preferencial de esta última.

Una muestra se considera negativa, si no se detecta una curva de amplificación por encima del valor umbral, y el Control de Extracción si la presenta. Un fallo en el proceso de extracción y la inhibición de la reacción de PCR pueden ser excluidas por la amplificación del Control de Extracción.

Figura 1. Ejemplo de gráficas de amplificación del control negativo y positivo. Experimento realizado en el equipo Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System.



El resultado se considera inválido si se observa una gráfica de amplificación en el control negativo o ausencia de señal en el pocillo del control positivo. En ese caso, se recomienda repetir el ensayo.

En caso de ausencia de la señal de ambos, el Control de Extracción y de la muestra, se recomienda repetir el ensayo diluyendo la muestra 1:10 o repetir la extracción para descartar posibles problemas durante la purificación de los ácidos nucleicos de y/o inhibición.

En el caso de obtener un resultado de dudosa interpretación, se recomienda verificar la correcta realización de cada uno de los pasos y revisar los parámetros y la forma sigmoidea de la curva. Si la situación no se resuelve, se recomienda repetir el ensayo, preferiblemente por duplicado. El resultado de la prueba debe ser evaluado en el contexto del historial médico, los síntomas clínicos y otras pruebas de diagnóstico por un profesional de la salud.

En los controles de extracción se pueden observar diferencias en los valores de Ct entre las muestras control (control negativo y control positivo) y las muestras clínicas, debido al proceso de extracción.

Para muestras en el límite de detección (LOD) o muestras negativas con un valor de Ct para el control de extracción  $\geq 35$ , se recomienda filtrar la muestra, o diluir el extraído (1:10 and 1:100) para evitar las posibles interferencias e inhibidores en la reacción de amplificación. Conviene revisar las instrucciones de uso del proceso de extracción empleado por el usuario.



## 10. Limitaciones del test

- El resultado de la prueba debe ser evaluado en el contexto del historial médico, los síntomas clínicos y otras pruebas de diagnóstico por un profesional de la salud.
- Este ensayo se podría utilizar con diferentes tipos de muestras, aunque sólo ha sido validado con RNA extraído de muestras de sangre.
- El correcto funcionamiento de la prueba depende de la calidad de la muestra; el ácido nucleico debe ser extraído de forma adecuada de las muestras clínicas. Una forma inadecuada de recolección, almacenaje y/o transporte de las muestras puede dar lugar a falsos negativos.
- Se puede detectar un bajo número de copias molde diana por debajo del límite de detección, pero los resultados pueden no ser reproducibles.
- Existe la posibilidad de falsos positivos debido a la contaminación cruzada con fiebre amarilla ya sea por muestras que contienen altas concentraciones de RNA molde diana o por contaminación por arrastre a partir de productos de PCR de reacciones anteriores.
- Existe la posibilidad de falsos positivos debido a la contaminación cruzada entre el Control de Extracción y Yellow fever Positive Control, el cual contiene un elevado número de copias molde, durante su reconstitución al añadir el Agua libre RNAsa/DNAsa (vial blanco). Cada uno de los procesos debe de llevar a cabo siguiendo el orden establecido y en áreas del laboratorio separadas.

## 11. Control de calidad

VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit contiene controles positivo y negativo que deben ser incluidos en cada ensayo para interpretar correctamente los resultados. Además, el control de extracción (CE) en cada pocillo confirma el correcto funcionamiento de la técnica.

## 12. Características del test

### 12.1. Sensibilidad y especificidad clínica

VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit se evaluó mediante paneles de QCMD de virus tropicales (Chikungunya, Dengue, Zika y West Nile Virus) de diferentes años (2014, 2016, 2017 y 2018). Estos paneles de QCMD contenían 5 muestras positivas para la fiebre amarilla. Los resultados se compararon con los informes finales de los programas. Otros virus tropicales como Dengue Virus Type 1, Dengue Virus Type 2, Dengue Virus Type 3, Dengue Virus Type 4, Zika Virus, Chikungunya Virus, Japanese Encephalitis virus, West Nile Virus (cepas NY99 y Heja), y Tick borne Encephalitis virus, no fueron detectados.


Los resultados muestran una alta sensibilidad y especificidad para detectar la fiebre amarilla utilizando VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit.

### 12.2. Sensibilidad analítica

VIASURE Yellow fever Real Time PCR Detection Kit tiene un límite de detección de  $\geq 10$  copias de RNA por reacción. (Figura 2).



Figura 2. Diluciones seriadas de un estándar de fiebre amarilla. ( $10^7$ - $10^1$  copias/reacción). Experimento realizado en el equipo Bio-Rad CFX96™ Real-Time PCR Detection System (canal FAM).



### 12.3. Especificidad analítica

La especificidad del ensayo de la fiebre amarilla fue confirmada probando un panel compuesto por diferentes microorganismos que representan los flavivirus más comunes, patógenos presentes en el torrente sanguíneo o que causan síndrome febril agudo. No se detectaron reacciones cruzadas con ninguno de los siguientes microorganismos testados.

| Prueba de reacción cruzada                 |   |                                                   |   |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---|
| <i>Plasmodium falciparum</i>               | - | <i>Coxiella burnetii</i>                          | - |
| <i>Enterotoxigenic Escherichia coli</i>    | - | <i>Rickettsia conorii</i>                         | - |
| <i>Enteropathogenic Escherichia coli</i>   | - | Virus Zika cepa Asian                             | - |
| <i>Salmonella enterica</i> subsp. entérica | - | Virus Zika cepa French Polynesian strain 11474/16 | - |
| <i>Salmonella typhi</i>                    | - | Virus Zika cepa African                           | - |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>              | - | Virus Chikungunya cepa S27 Petersfield            | - |
| <i>Klebsiella oxytoca</i>                  | - | Virus Dengue 1 cepa Hawaii                        | - |
| <i>Listeria monocytogenes</i>              | - | Virus Dengue 2 cepa New Guinea C                  | - |
| <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. aureus | - | Virus Dengue 3 cepa H87                           | - |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>            | - | Virus Dengue 4 cepa H241                          | - |
| <i>Streptococcus pyogenes</i>              | - | Virus St Louis Encephalitis cepa 17D              | - |
| <i>Streptococcus agalactiae</i>            | - | Virus Japanese encephalitis                       | - |
| <i>Haemophilus influenzae</i>              | - | Virus West Nile cepa NY99                         | - |
| <i>Bartonella henselae</i>                 | - | Virus West Nile Heja                              | - |
| <i>Trypanosoma cruzi</i>                   | - | Virus West Nile Ug37                              | - |

Tabla 6. Microorganismos patógenos de referencia utilizados en este estudio.

### 12.4. Reactividad analítica

La reactividad de VIASURE Yellow Fever Real Time PCR Detection Kit se evaluó frente a la cepa de fiebre amarilla 17D, mostrando un resultado positivo.

### 13. Bibliography/Bibliografía

1. Drosten C. *et al.* Rapid detection and quantification of RNA of Ebola and Marburg viruses, Lassa virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Rift Valley fever virus, dengue virus, and yellow fever virus by real-time reverse transcription-PCR. *Journal of Clinical Microbiology* 2002; 40(7):2323-30.
2. A.G. Fernandes-Monteiro *et al.* New approaches for the standardization and validation of a real-time qPCR assay using TaqMan probes for quantification of yellow fever virus on clinical samples with high quality parameters. *Human Vaccines & Immunotherapeutics* 2015; 11(7): 1865-1871.
3. World Health Organization. Yellow fever. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/>
4. World Health Organization. Emergencies preparedness, response. Yellow fever. <http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en>
5. Centers for Disease Control and Prevention. Yellow fever. <https://www.cdc.gov/yellowfever/>.

### 14. Symbols for IVD components and reagents/Símbolos para reactivos y productos para diagnóstico in vitro

|                                                                                     |                                                                                |                                                                                     |                                                     |                                                                                     |                                                       |                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | <i>In vitro</i> diagnostic device<br>Producto para diagnóstico <i>in vitro</i> |   | Keep dry<br>Almacenar en lugar seco                 |   | Use by<br>Fecha de caducidad                          |   | Manufacturer<br>Fabricante             |  | Batch code<br>Número de lote             |
|  | Consult instructions for use<br>Consultar las instrucciones de uso             |  | Temperature limitation<br>Limitación de temperatura |  | Contains sufficient for <n> test<br>Contiene <n> test |  | Sample diluent<br>Diluyente de muestra |  | Catalogue number<br>Número de referencia |



## ANEXO 1

## COMPATIBILIDAD DE LOS EQUIPOS A TIEMPO REAL MÁS COMUNES

Las tiras de bajo perfil pueden usarse en todos los termocicladores equipados con un bloque de perfil bajo, como los sistemas listados en la tabla A.1. Las tiras de perfil alto pueden usarse en todos los termocicladores PCR equipados con bloque de perfil alto o normal (high profile), como los sistemas listados en la tabla A.2. Si no encuentra su termociclador en la siguiente lista, por favor póngase en contacto con su proveedor.

| Tabla A.1 TERMOCICLADORES CON BLOQUE DE BAJO PERFIL |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fabricante                                          | Modelo                                                      |
| Agilent Technologies                                | AriaMx/AriaDx Real-Time PCR System                          |
| Applied Biosystems                                  | 7500 Fast Real-Time PCR System <sup>(1)</sup>               |
| Applied Biosystems                                  | 7500 Fast Dx Real-Time PCR System <sup>(1)</sup>            |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 12K Flex 96-well Fast                          |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 6 Flex 96-well Fast                            |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 7 Flex 96-well Fast                            |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 3 Fast Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>     |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 5 Fast Real-Time PCR System                    |
| Applied Biosystems                                  | StepOne Plus™ Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>           |
| Applied Biosystems                                  | StepOne™ Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>                |
| Applied Biosystems                                  | ViiA™ 7 Fast Real-Time PCR System                           |
| BIONEER                                             | Exicycler™ 96                                               |
| Bio-Rad                                             | CFX96™ / CFX96™ IVD Real-Time PCR Detection System          |
| Bio-Rad                                             | Mini Opticon™ Real-Time PCR Detection System <sup>(6)</sup> |
| Cepheid                                             | SmartCycler® <sup>(3)</sup>                                 |
| Qiagen                                              | Rotor-Gene® Q <sup>(3)</sup>                                |
| Roche                                               | LightCycler® 480 Real-Time PCR System <sup>(4)</sup>        |
| Roche                                               | LightCycler® 96 Real-Time PCR System <sup>(4)</sup>         |
| Roche                                               | Cobas z480 Analyzer <sup>(4)</sup>                          |

| Tabla A.2 TERMOCICLADORES CON BLOQUE DE PERFIL ALTO |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fabricante                                          | Modelo                                                    |
| Abbott                                              | Abbott m2000 RealTime System                              |
| Applied Biosystems                                  | 7300 Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>                  |
| Applied Biosystems                                  | 7500 Real-Time PCR System                                 |
| Applied Biosystems                                  | 7900 HT Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>               |
| Applied Biosystems                                  | ABI PRISM 7000 <sup>(6)</sup>                             |
| Applied Biosystems                                  | ABI PRISM 7700 <sup>(5)</sup>                             |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 12K Flex 96-well                             |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 6 Flex 96-well                               |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 7 Flex 96-well                               |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 3 Real-Time PCR System <sup>(5)</sup>        |
| Applied Biosystems                                  | QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System                       |
| Applied Biosystems                                  | ViiA™ 7 Real-Time PCR System                              |
| Analytik Jena Biometra                              | TOptical                                                  |
| Analytik Jena Biometra                              | qTOWER 2.0                                                |
| BIONEER                                             | Exicycler™ 96                                             |
| Bio-Rad                                             | CFX96™ / CFX96™ IVD Real-Time PCR Detection System        |
| Bio-Rad                                             | iCycler iQ™ Real-Time PCR Detection System                |
| Bio-Rad                                             | iCycler iQ™5 Real-Time PCR Detection System               |
| Bio-Rad                                             | MyiQ™ Real-Time PCR Detection System <sup>(6)</sup>       |
| Bio-Rad                                             | MyiQ™2 Real-Time PCR Detection System <sup>(6)</sup>      |
| Cepheid                                             | SmartCycler® <sup>(3)</sup>                               |
| DNA-Technology                                      | DTprime Real-time Detection Thermal Cycler <sup>(2)</sup> |
| DNA-Technology                                      | DTlite Real-Time PCR System <sup>(2)</sup>                |
| Eppendorf                                           | Mastercycler™ep realplex                                  |
| Qiagen                                              | Rotor-Gene® Q <sup>(3)</sup>                              |
| Stratagene / Agilent Technologies                   | Mx3000P™ Real Time PCR System                             |
| Stratagene / Agilent Technologies                   | Mx3005P™ Real Time PCR System                             |
| VIASURE                                             | VIASURE 48 Real Time PCR System <sup>(2)</sup>            |
| VIASURE                                             | VIASURE 96 Real Time PCR System <sup>(2)</sup>            |

(1) Seleccionar Ramp Speed "Standard".

(2) Ver Anexo 3 para la configuración de los valores de exposición.

(3) El producto se debe reconstituir siguiendo el procedimiento adecuado (ver Procedimiento del test) y transvasar a los tubos específicos Rotor-Gene® Q o SmartCycler®.

(4) Se necesita un soporte especial que ajuste con estos equipos Roche de PCR a tiempo real.

(5) No lectura en canal Cy5.

(6) Lectura solo en canales FAM y HEX.

Tabla A1/A2. Equipos compatibles de PCR a tiempo real más comunes.



## ANEXO 2

## CANALES DE DETECCIÓN DE LOS EQUIPOS A TIEMPO REAL MÁS COMUNES

Los canales de fluorescencia de algunos de los termocicladores a tiempo real más comunes se especifican en la Tabla A3.

| TERMOCICLADORES A TIEMPO REAL       | CANAL VIASURE | CANAL DE DETECCIÓN | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad CFX96™                      | FAM           | FAM                | Algunos pocillos pueden tener una deriva anormal de la fluorescencia durante los ciclos iniciales de la carrera, dando lugar a una línea ascendente no sigmoidea. Si ve este efecto, en el menú Setting, seleccione la opción Apply Fluorescence Drift Correction dentro de Baseline Settings para corregirlo.                                                                                                                                       |
|                                     | HEX           | HEX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | ROX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Cy5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ABI 7500<br>Applied Biosystems      | FAM           | FAM                | Opción del control pasivo ROX desactivada. Algunos pocillos pueden tener una deriva anormal de la fluorescencia durante los ciclos iniciales de la carrera, dando lugar a una línea ascendente no sigmoidea. Si ve este efecto, por favor modifique la línea base (Baseline): Seleccione los valores para Start Cycle y End Cycle de forma que la línea base termine antes de comienzo la detección de un aumento significativo de la fluorescencia. |
|                                     | HEX           | VIC                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | ROX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Cy5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Roche<br>Lightcycler®480II          | FAM           | 465/510            | Se requiere compensación de color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | HEX           | 533/580            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | 533/610            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | 618/660            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Smartcycler®<br>Cepheid             | FAM           | Channel 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | HEX           | Channel 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | Channel 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Channel 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abbott m2000rt                      | FAM           | FAM                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | HEX           | VIC                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | ROX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Cy5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mx3000P™<br>Mx 3005P™<br>Stratagene | FAM           | FAM                | Opción del control pasivo ROX desactivada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | HEX           | VIC                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | ROX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Cy5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AriaMx<br>Agilent                   | FAM           | FAM                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | HEX           | HEX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | ROX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Cy5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotor-Gene®Q<br>Qiagen              | FAM           | Green              | Durante la configuración de los canales (Channel Setup), presione el botón "Gain Optimisation" y después vaya a "Optimise Acquiring". La fluorescencia del apartado Target Sample Range tiene que estar entre 5 y 10 FI para cada canal. Además, marque la opción "Perform Optimisation Before 1st Acquisition".                                                                                                                                     |
|                                     | HEX           | Yellow             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | Orange             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Red                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mic Real Time PCR<br>Cycler<br>bms  | FAM           | Green              | En el menú "Run Profile", introduzca los parámetros correctos para "Temperature Control" (Standard TAQ (v3)), Volume (20 ul) y el protocolo térmico apropiado. En la ventana "Cycling", seleccione la opción "Acquire on" para todos los canales haciendo click sobre ellos. Utilice los valores de "Gain" que aparecen por defecto para cada canal (Green = 3, Yellow = 10, Orange = 10, Red = 10).                                                 |
|                                     | HEX           | Yellow             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | Orange             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Red                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Exicycler™ 96<br>BIONEER            | FAM           | FAM                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | HEX           | JOE                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | ROX           | ROX                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Cy5           | Cy5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabla A3: Canales de detección de fluorescencia de diferentes equipos de PCR a Tiempo Real



## ANEXO 3

**CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES DE EXPOSICIÓN**

Los parámetros de exposición de algunos termocicladores deben ajustarse para su adecuación y correcto funcionamiento con los test "VIASURE Real Time PCR Detection Kits". Este ensayo ha sido validado con los siguientes valores de exposición:

- DTprime Real-time Detection Thermal Cyclers (DNA-Technology) y VIASURE 96 Real Time PCR System (CerTest Biotec S.L.): canal FAM -500\*, canal HEX - 1000, canal ROX - 1000 y canal Cy5 -1000.
- DTLite Real-Time PCR System (DNA-Technology) y VIASURE 48 Real Time PCR System (CerTest Biotec S.L.): canal FAM -500, canal HEX - 500, canal ROX - 500 y canal Cy5 – 500.

\*Si el resultado en el canal FAM no es el esperado, no hay amplificaciones o se observa elevado ruido de fondo, por favor, baje los valores de exposición indicados anteriormente hasta 150.





- CFX™ and IQ5™ are registered trademarks of Bio-Rad Laboratories.
- ABI®, QuantStudio™, StepOnePlus™ and ViiA™ are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific Inc.
- LightCycler® is a registered trademark of Roche.
- Mx3000P™, Mx3005™ and AriaMx are registered trademarks of Agilent Technologies.
- Mastercycler™ is a registered trademark of Eppendorf.
- Rotor-Gene®Q is a registered trademark of Qiagen.
- SmartCycler® is a registered trademark of Cepheid.

Revision: December 2019









**CerTest Biotec, S.L.**

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1  
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)  
[www.certest.es](http://www.certest.es)



VIASURE online

F-362 rev01

**VIASURE**



CE

IVD



Real Time PCR Detection Kits

**CerTest**  
BIOTEC