



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Panel Multiplex Molecular para Patógenos Sanguíneos. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 368
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Identificación de Bacterias ((ACB) complex - Acinetobacter sp. - Acinetobacter baumannii - Bacillus cereus group - Bacillus subtilis group - Bacteroides fragilis - Citrobacter sp. - Corynebacterium sp. - Cronobacter sakazakii - Cutibacterium acnes - Enterobacter sp. - Enterobacter cloacae complex - Enterobacter non cloacae complex - Enterobacteriales - Enterococcus sp. - Enterococcus faecalis - Enterococcus faecium - Escherichia coli - Fusobacterium necrophorum - Fusobacterium nucleatum - Haemophilus influenzae - Klebsiella aerogenes - Klebsiella oxytoca - Klebsiella pneumoniae - Lactobacillus sp. - Listeria sp. - Listeria monocytogenes - Micrococcus sp. - Morganella morganii - Neisseria meningitidis - Proteus sp. - Pseudomonas aeruginosa - Salmonella sp. - Serratia sp. - Serratia marcescens - Staphylococcus sp. - Staphylococcus aureus - Staphylococcus epidermidis Staphylococcus lugdunensis - Stenotrophomonas maltophilia - Streptococcus sp. - Streptococcus agalactiae - Streptococcus anginosus group - Streptococcus pneumoniae - Streptococcus pyogenes). Identificación de Levaduras (Candida albicans - Candida auris - Candida dubliniensis - Candida famata - Candida glabrata - Candida guilliermondii - Candida kefyr - Candida krusei - Candida lusitaniae - Candida parapsilosis - Candida tropicalis - Cryptococcus gattii - Cryptococcus neoformans - Cryptococcus neoformans/gattii - Fusarium - Rhodotorula). Genes de Resistencia (CTX M - IMP - KPC - mcr 1 - mecA/C - mecA/C & MREJ - mecA - mecC - OXA - OXA 48 like - NDM - vanA - vanB - VIM).	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Cultivo Positivo de Sangre Simulado. Aplica para Paneles Multiplex Moleculares. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cualitativa
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos