

PRODUCTOS PARA PRUEBAS DE PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO

Microbiologics



Labcare de Colombia



La colección más amplia de microorganismos de control de calidad para pruebas de promoción del crecimiento



	EZ - Accu Shot™ Select	EZ - Accu Shot™	EZ - CFU™ One Step	EZ - CFU™
Microorganismo Disponible	5 microorganismos más E. coli en un práctico kit	40 + microorganismos licenciados trazables	20 + microorganismos licenciados trazables	20 + microorganismos licenciados trazables
Número de pruebas	10 pruebas por frasco 10 pruebas para cada microorganismo por kit	10 pruebas por frasco 50 pruebas por kit	190 pruebas por kit	90 + pruebas por frasco 900 + pruebas por kit
Fluido de Hidratación (Incluido en el kit)	Equilibrar a temperatura ambiente	Equilibrar a temperatura ambiente	pre-calentar el fluido Hidratante 30 minutos	pre-calentar el fluido Hidratante 30 minutos
Pellet del Microorganismo Liofilizado	Use 1 Pellet por suspensión para obtener 10-100 CFU/0.1 ml	Use 1 Pellet por suspensión para obtener 10-100 CFU/0.1 ml	Use 2 Pellet por suspensión para obtener 10-100 CFU/0.1 ml	Use 2 Pellet por suspensión para obtener 10-100 CFU/0.1 ml
resucitación de Microorganismos	Pellet de disolución rápida, sin preincubación	Pellet de disolución rápida, sin preincubación	incubar la suspensión durante 30 minutos antes de la inoculación	incubar la suspensión durante 30 minutos antes de la inoculación
Diluciones	Sin paso de dilución	Sin paso de dilución	Sin paso de dilución	Se requiere dilución logarítmica
Estabilidad de la Suspensión Hidratada	8 horas	8 horas	8 horas	30 minutos

Consulte las instrucciones de uso para las excepciones de estabilidad de 8 horas

Elija entre 4 productos únicos para sus necesidades específicas, todos diseñados para entregar 10-100 CFU según lo requiera la USP/Ph. EUR/JP.