

Ensayo de Aptitud (PT) Endotoxinas (Enumeración LAL) en Aguas Según Descripción Farmacopea. Aglae (Francia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ALG 82
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Marzo - Agosto
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Informe de Prueba Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Endotoxinas bacterianas (recuento LAL) de acuerdo con la farmacopea vigente PE 2.6.14 o USP <85> y <161>.	
Características de la Muestra:	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Botellas * 250 ml - Agua desmineralizada estéril o agua ultrapura - Para verificación de análisis en aguas (riego, hemodialisis, fluidos de reconstitución, uso cosmético y farmacéutico (farmacopea). - Aplica para métodos cuantitativos y que den resultados como <X>, Y o [x; y]. - Almacenamiento: 2° - 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal AGLAE
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Resumen del Desempeño Analítico (veracidad, Repetibilidad y estimacion de la incertidumbre). Evaluacion de la calidad global de la prueba. Media - SD. Z-score - Z-score´ - Zeta-score. Gráfico de Clasificación de la Precisión . Tabla Distribucion de la Clasificacion de Precisión
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17025 - COFRA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Francia