



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) Análisis Nutricional de Muestras de Alimentos para Peces. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AF-13
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	7
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Abril
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Energía - Humedad - Proteína Cruda - Grasa Cruda - Ceniza Cruda - Fibra Cruda - Ph.	
Características de la Muestra:	Volúmen: 125,0 gr. Alimento para Peces. Requisitos de Almacenamiento: Temperatura ambiente (20±5°C), en un área seca y libre de insectos.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: z-Score - z´(z prime) Rango - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio.
Respaldo Regulatorio:	NA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido