



Ensayo de Aptitud (PT) Quick Response para Determinación de Carbón Orgánico en Agua de Suministro. ERA (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ERA 669QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	Disponible en cualquier momento - 52 semanas al año.
Meses de Participación:	A demanda.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final QuiK Response
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Carbón Orgánico Total (TOC) - Carbón Orgánico Disuelto (DOC)	
Características de la Muestra:	Volumen 15,0 ml aproximadamente, Rinde hasta 1,0 L después de diluir. Agua de Suministro. Aplica para métodos EPA 415.1 - EPA 415.2 - EPA 415.3 - EPA 9060A - SM 5310B - SM 5310C - SM 5310D. Verificar rango de medición en el catálogo de producto. Requisitos de Almacenamiento: 20°C a 25°C. (Temperatura Ambiente).
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Al instante una vez enviados los resultados.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17034
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos