



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de A

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:

Número de Mensurandos o Pruebas
Evaluadas:

Eventos por Año:

Meses de Participación:

Número de Muestras por Evento:

Informes Disponibles:

Mensurando

Anticuerpos Anti-Rubeola

Características de la Muestra:

Reporte de Resultados:

Oportunidad del Reporte:

Principales Indicadores
Estadísticos/Analíticos de Evaluación:

Respaldo Regulatorio:

Capacitación y Educación:

Origen:

Aptitud) Rubeola. API (USA)

API 415
1
3
Marzo - Agosto - Noviembre
5
Evaluación Comparativa
Sumario de Participantes
is o Pruebas Disponibles
Volumen 1,0 ml.
Suero
Aplica para métodos cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos (Título)
Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Internet - Portal API-PT
Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
% de Desempeño Actual y Acumulado.
Evaluacion Cualitativa por Concordancia.
Evaluación Cuantitativa.
Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre.
Histograma.
Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Estados Unidos