



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunoproteínas, C3, C4. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 436	
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	12	
Eventos por Año:	3	
Meses de Participación:	Marzo - Agosto - Noviembre	
Número de Muestras por Evento:	5	
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes	
Mensurandos o Pruebas Disponibles		
Alpha-1-Antitrypsina	Haptoglobina	IgG
Ceruloplasmina	IgA	Proteínas de la Subclase IgG
Complemento C3	IgD	IgM
Complemento C4	IgE	Kappa/Lambda ratio
Características de la Muestra:	Volúmen 1,0 ml. Suero. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.	
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT	
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar	
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	% de Desempeño Actual y Acumulado. Evaluación Cualitativa por Concordancia. Evaluación Cuantitativa. Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre.	
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA	
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón	
Origen:	Estados Unidos	