

AGUJA MULTIPLE CHIRAVAC

PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CON EL SISTEMA AL VACÍO




CARACTERISTICAS

- Estéril
- Codificación de colores para identificar más fácilmente el diámetro del tamaño de la aguja
- Pared delgada para asegurar un flujo óptimo.
- Aguja de rosca compatible con todos los soportes disponibles
- Punta tratada con silicona, reduciendo fuerzas de fricción y penetración bajas
- Tapa transparente de PP para mejor manipulación
- No pirogénico, no tóxico
- Producto libre de Látex, PVC, y DEHP

Referencia	Color	Tamaño mm	Tamaño G/°
CHBCN23100	Azul	0,6 x25 mm	23G x 1"
CHBCN23112	Azul	0,6 x38 mm	23G x 1 1/2"
CHBCN22100	Negro	0,7 x25 mm	22G x 1"
CHBCN22112	Negro	0,7 x38 mm	22G x 1 1/2"
CHBCN21100	Verde	0,8 x25 mm	21G x 1"
CHBCN21112	Verde	0,8 x38 mm	21G x 1 1/2"
CHBCN20100	Amarillo	0,9 x25 mm	20G x 1"
CHBCN20112	Amarillo	0,9 x38 mm	20G x 1 1/2"
CHBCN18100	Rosa	1,2 x25 mm	18G x 1"
CHBCN18112	Rosa	1,2 x38 mm	18G x 1 1/2"

INSTRUCCIONES DE MANEJO



REGISTRO INVIMA	2019DM-0020683
VIDA MEDIA	5 años
NOTAS DE SEGURIDAD	• Practicar las “precauciones de seguridad generales”, tener en cuenta las normas de higiene locales con guantes, protección ocular y ropa de protección adecuada. • Las muestras de pacientes y todo el material en contacto con ellos debe manipularse como material infeccioso y desecharse de forma segura. • Deseche el equipo de recolección de sangre (como lancetas, agujas, adaptadores y sistemas de recolección de sangre) en un recipiente para riesgo biológico aprobado para su eliminación.