



## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para VSG - E. API (USA)

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	API 280
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	1
<b>Eventos por Año:</b>	3
<b>Meses de Participación:</b>	Marzo - Julio - Noviembre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	3
<b>Informes Disponibles:</b>	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
<b>Velocidad de Sedimentacion - E</b>	
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen 3,0 ml. Sangre Total Simulada. Para analizadores Alifax ESR. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal API-PT
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Evaluación cuantitativa. % de Desempeño Actual y Acumulado Media, SD, SDI, Incertidumbre.
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Aceptado por CAP - CMS - COLA - TJC
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Estados Unidos