



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

**Ensayo de Aptitud (PT) Análisis Microbiológico Cuantitativo en Carne y Pescado.
(Carne en polvo). LGC Standards (UK)**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-MT-756
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	10
Eventos por Año:	Hasta 4
Meses de Participación:	Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Recuento de Mesófilos Aerobios Totales Enumeración de Coliformes Totales, Enterobacterias, Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococci Coagulasa Positiva, Levadura, Noho, Levaduras y Moho. Detección de Staphylococci Coagulasa Positiva (formato cualitativo)	
Características de la Muestra:	Volúmen: 20,0 gr. X 2 viales Carne en polvo. Requisitos de Almacenamiento: Refrigerado: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa: Comparación frente al resultado esperado. Evaluación Cuantitativa: z-Score - z'(z prime) Rango - SDPA Interpretación de Evaluacion Cuantitativa: Satisfactorio, Cuestionable, Insatisfactorio.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido