



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Hematología 5P. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 292	
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	11	
Eventos por Año:	3	
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Noviembre	
Número de Muestras por Evento:	5	
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes	
Mensurandos o Pruebas Disponibles		
Diferencial Automatizado Hematocrito Hemoglobina MCH	MCHC MCV MPV Conteo de Plaquetas	RBC RDW WBC
Características de la Muestra:	Volumen 3,0 ml. Sangre Total Simulada. Para analizadores PixCell HemoScreen. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C	
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT	
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar	
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa. % de Desempeño Actual y Acumulado Media, SD, SDI, Incertidumbre.	
Respaldo Regulatorio:	Aceptado por CAP - CMS - COLA - TJC	
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón	
Origen:	Estados Unidos	