



Labcare
de Colombia



RIQAS 

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Coagulación

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9135A	RA RQ9135B
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 5	Hasta 17
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5	
Número de Muestras por Ciclo:	12	
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas	
Meses de Inicio de Ciclo:	Enero	
Mensurandos Disponibles		
Tiempo Parcial De Tromboplastina Activada (TTPa)- Antitrombina III (ATIII)- Factor II- Factor IX- Factor V- Factor VII- Factor VIII- Factor X- Factor XI- Factor XII- Fibrinógeno- Plasminógeno- Proteína C- Proteína S- Tiempo De Protrombina (TP)- Tiempo De Trombina (TT)		
Características de la Muestra:	Volumen de 1.0 ml Liofilizada 100% Plasma Humano No Reactiva para HBsAg- HCV y HIV Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida	
Periodicidad de Procesamiento:	Mensual	
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net	
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar	
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Límite De Aceptación Por Estado Del Arte RIQAS Target Score, RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DESV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI - TS - %DEV	
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - UKAS	
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón	
Origen:	Reino Unido	