



Labcare
de Colombia



RIQAS 

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Eritrosedimentación

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9163
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 1
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5
Número de Muestras por Ciclo:	8
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas
Meses de Inicio de Ciclo:	Marzo
Mensurandos Disponibles	
Velocidad de Sedimentación Globular	
Características de la Muestra:	Volumen de 4.5 ml Liquida lista para uso Almacenar de 2° a 8°C No Reactiva para HBsAg- HCV y HIV 1/2 Compatible para usar con la mayoría de los instrumentos, excepto aquellos que usan tecnología de fotometría capilar Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Trimestral
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media- SDPA- SDI- RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DEV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido