



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Alcoholes. API (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 137
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Enero - Mayo - Agosto
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Acetona* Alcohol Ethylen Glycol Isopropanol Methanol</p>	
Características de la Muestra:	<p>Volumen 2,0 ml. Suero Aplica para reporte cuantitativo, * Aplica para reporte cualitativo. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, SDI, Rango, Incertidumbre</p>
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos