



pH QC plus QC Standard

Item No. 4063

One 250 mL whole-volume bottle is ready to analyze.



SPECIFICATIONS

Product Family	Environmental
Product Category	Water Pollution
Product Sub Category	Inorganics
Item Type	CRM
Accreditations	ISO 17034
Methods	EPA 150.1

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted acepta que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

Configuración de cookies

Aceptar todas las cookies

(Months)	
Components per Pkg	1
Container Type	250mL Poly Bottle
Volume	250 mL
Weight	0.66 lbs
Application	Environmental

ANALYTES

Analyte	Low Conc	High Conc	Units
pH	2	12	S.U.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted acepta que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.