



Labcare
de Colombia



RIQAS 

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Toxicología en Orina

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9139
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 20
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5
Número de Muestras por Ciclo:	12
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas
Meses de Inicio de Ciclo:	Enero
Mensurandos Disponibles	
Benzoilecogonina- Buprenorfina- Cannabinoides- Cotinina- Creatinina- D-Anfetamina- D-Metanfetamina- EDDP- Etanol- Morfina Libre- Lorazepam- LSD- MDMA- Metadona- Nortriptilina- Norpropoxifeno- Oxazepam- Fenciclidina- Fenobarbital- Secobarbital.	
Características de la Muestra:	Volumen de 5.0 ml Líquida lista para uso 100% Orina Humana Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Mensual
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Criterios de Aceptabilidad SDI
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido

www.labcarecolombia.com +57 60 1 8985201 qcsoporte@labcarecolombia.com