



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) Chocolate. Elementos en Cocoa en Polvo. (Cocoa en Polvo).LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-CT-718
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	Hasta 2
Meses de Participación:	Enero - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Arsenico Total Cadmio Plomo	
Características de la Muestra:	Volúmen: 10,0 gr. Cocoa en Polvo. Requisitos de Almacenamiento: 20°C ± 5°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - z Score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido