



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Respiratorio III. (1 Challenge). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAM174193_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	Hasta 5
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Trimestre 3
Número de Muestras por Evento:	10
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Para la detección y determinación molecular de: Bordetella pertussis Legionella pneumophila Mycoplasma pneumoniae Streptococcus pneumoniae	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Listas para usar. Medio de Transporte. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20 °C/Congelado o Hielo Seco.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido