

**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Sistema Nervioso Central I - Meningitis Viral y Encefalitis. (1 Challenge). QCMD (UK).**

**Especificaciones Técnicas**

<b>Referencia Interna:</b>	QCM QAV174195_1
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	Hasta 5
<b>Eventos por Año:</b>	1
<b>Meses de Participación:</b>	Trimestre 4
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	10
<b>Informes Disponibles:</b>	Individual cualitativo. Informe cuantitativo*.
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
Para la detección y determinación molecular de: Enterovirus Parechovirus Herpes Simple Virus 1/2 Varicella-Zoster Virus	
<b>Características de la Muestra:</b>	Volumen 1,0 ml. Listas para usar. LCR Sintético y/o Medio de Transporte. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20 °C/Congelado o Hielo Seco.
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal ITEMS
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	<b>Evaluación Cualitativa</b> Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras. <b>Evaluación Cuantitativa</b> *Solo con propósitos informativos.
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO 17043
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Reino Unido