



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Parasitología

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 334
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero-Junio-Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5 Muestras
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Parasitos en frotis de sangre-Parasitos en concentrados de formalina-Parasitos en laminas PVA-Parasitos en preparaciones de heces	
Características de la Muestra:	1 fotografía de una preparación de heces 1 fotografía de frotis de sangre 2 concentrados de formalina para examen directo y tinción acidorresistente modificada 1 lamina de PVA a base de zinc
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos