

Multi-Parameter Assayed Hematology Control¹



2023-09-29

350028-43
2022-11

Rx Only

Open-vial stability 14 days²

Instrument³
HemoCue B-Hemoglobin Photometer / Hb 201+ Analyzer

Parameter ⁵	CONTROL ⁴ L		CONTROL ⁴ N		CONTROL ⁴ H	
	LOT	31630065	LOT	31630066	LOT	31630067
	ȳ	+/-	ȳ	+/-	ȳ	+/-
HGB g/dL	5.2	0.8	10.8	0.9	14.6	1.0
[HGB] g/L	52	8	108	9	146	10

Instrument³
Separation Technology, Inc. HemataSTAT II

Parameter ⁵	CONTROL ⁴ L		CONTROL ⁴ N		CONTROL ⁴ H	
	LOT	31630065	LOT	31630066	LOT	31630067
	ȳ	+/-	ȳ	+/-	ȳ	+/-
HCT %	17	2	33	3	43	4
[HCT] L/L	0.170	0.020	0.330	0.030	0.430	0.040

Instrument³
Auxiliary Methods

Parameter ⁵	CONTROL ⁴ L		CONTROL ⁴ N		CONTROL ⁴ H	
	LOT	31630065	LOT	31630066	LOT	31630067
	ȳ	+/-	ȳ	+/-	ȳ	+/-
HCT (Spun) %	16.4	1.3	32.5	2.8	44.3	3.5
[HCT] (Spun) L/L	0.164	0.013	0.325	0.028	0.443	0.035
PLT (Phase) 10 ⁹ /L	73	25	225	40	NA	NA

- 1 Multi-Parameter Assayed Hematology Control
Contrôle dosé d'hématologie à paramètres multiples / Hämatologie-Kontrolle mit Sollwertzuweisung für mehrere Parameter / Controllo di analisi ematologica multi-parametro / Control hematológico ensayado de múltiples parámetros / Multiparameterkontroll för analyserad hematologi
- 2 Open-vial stability 14 days
Stabilité en flacon ouvert 14 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 14 tage / Stabilità della fiala aperta 14 giorni / Estabilidad de la cápsula abierta 14 días / Hållbarhet för öppen flaska 14 dagar
- 3 Instrument
Instrument / Gerät / Strumento / Instrumento / Instrument
- 4 Control
Contrôle / Kontrolle / Controllo / Control / Kontroll
- 5 Parameter
Paramètre / Parameter / Parametro / Parámetro / Parameter
- ȳ Mean
Moyenne / Mittelwert / Media / Media / Medelvärde
- +/- Expected Range
Intervalle escompté / Erwartungsbereich / Range previsto / Intervalo previsto / Förväntat intervall
- [] SI Units
Unitès SI / SI- Einheiten / Unità SI / Unidades SI / SI-enheter

The brand and product names of the instruments are trademarks of their respective holders.
Les noms de marques et de produits des instruments appartiennent à leurs détenteurs respectifs. / Die Marken- und Produktnamen der Geräte sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. / Le marche e i nomi degli strumenti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. / Los nombres de marcas y productos de los instrumentos son marcas comerciales de sus titulares respectivos. / Instrumentmärken och produktamn är varumärkta av respektive innehavare.