



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular para Human Papillomavirus (HPV), SurePath

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV184204_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Trimestre 4
Número de Muestras por Evento:	12
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Papilomavirus Humano HPV	
Características de la Muestra:	Liofilizada, para reconstituir. Medio de transporte (surepath) Origen: Material clínico y/o líneas celulares que contienen VPH. Almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días después de la fecha de reporte.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido