



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Sepsis (1 Challenge). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAB 164178_1										
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	Hasta 8										
Eventos por Año:	1										
Meses de Participación:	Trimestre 3										
Número de Muestras por Evento:	10										
Informes Disponibles:	Individual cualitativo										
Mensurandos o Pruebas Disponibles											
<p>Incluye un rango de patógenos asociados a a sepsis tales como:</p> <table> <tr> <td>Staphylococcus</td> <td>Streptococcus</td> </tr> <tr> <td>Serratia</td> <td>Klebsiella</td> </tr> <tr> <td>Escherichia coli</td> <td>Staphylococcus coagulasa negativa</td> </tr> <tr> <td>Enterococcus</td> <td>Pseudomona</td> </tr> <tr> <td>Candida spp</td> <td></td> </tr> </table>		Staphylococcus	Streptococcus	Serratia	Klebsiella	Escherichia coli	Staphylococcus coagulasa negativa	Enterococcus	Pseudomona	Candida spp	
Staphylococcus	Streptococcus										
Serratia	Klebsiella										
Escherichia coli	Staphylococcus coagulasa negativa										
Enterococcus	Pseudomona										
Candida spp											
Características de la Muestra:	<p>Volumen 1,0 ml. Listas para usar. Sangre Total/Plasma/Medio de Transporte. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20 °C/Congelado o Hielo Seco.</p>										
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS										
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 dias despues la fecha de reporte										
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Evaluación Cualitativa Frecuencia de deteccion basado en el del grupo de pares. Puntuacion cualitativa de deteccion del panel. Puntuacion cualitativa por color. Grafico de barras.</p>										
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043										
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón										
Origen:	Reino Unido										