



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Sistema Nervioso Central I - Meningitis Viral y Encefalitis. (2 Challenges). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV174195_2
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	Hasta 5
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Trimestre 2 y 4
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Individual cualitativo. Informe cuantitativo*.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Para la detección y determinación molecular de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enterovirus Parechovirus Herpes Simple Virus 1/2 Varicella-Zoster Virus JC Virus 	
Características de la Muestra:	<p>Volumen 1,0 ml. Listas para usar. LCR Sintético y/o Medio de Transporte. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20 °C/Congelado o Hielo Seco.</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 dias despues la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Evaluación Cualitativa Frecuencia de deteccion basado en el del grupo de pares. Puntuacion cualitativa de deteccion del panel. Puntuacion cualitativa por color. Grafico de barras.</p> <p>Evaluación Cuantitativa *Solo con propósitos informativos.</p>
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido