



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Gastroenteritis Parasitaria. (2 Challenges). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAP124154_2
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	Hasta 5
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Trimestre 2 y 4
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Giardia Cryptosporidium Dientamoeba Blastocystis Entamoeba	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Listas para usar. Heces Sintéticas y/o Tampón Fisiológico. Origen: Cultivo y/o material clínico. Requisitos de Almacenamiento: <-20 °C/Congelado o Hielo Seco.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días después de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido