



Labcare
de Colombia



RIQAS 

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Índices séricos

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9194
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 28
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 1
Número de Muestras por Ciclo:	18
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo
Meses de Inicio de Ciclo:	Octubre
Mensurandos Disponibles	
Evaluación de Índices (Cuantitativos y Semicuantitativos) Hemólisis-Ictérico-Lipémico Evaluación de interferencias HIL en hasta 25 parámetros de Química de rutina ALP-ALT -AST-D. Bilirrubina-Bilirrubina T.-Calcio-Cloruro-Colesterol-CK-NAC-Creatinina-GGT-Glucosa-HDL-Hierro-Lactato-LDH-Lipasa-Magnesio-Fosfato-Potasio-Proteína Total-Sodio-Triglicéridos-Urea-Ácido Úrico.	
Características de la Muestra:	Volumen de 1,0 ml Liofilizada Base Suero Humano No Reactiva para HBsAg- HCV y HIV 1/2 Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Bimestral
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) % DESV (% De Desviación Por Muestras) Criterios de Aceptabilidad SDI - TS - %DEV
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido