



**Labcare
de Colombia**



RCPAQAP

The Royal College of Pathologists of Australasia

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Dengue Virus. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 20420102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Informe final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Dengue IgG: Sero-prevalencia; Captura; IgM; NS1 Antígeno; ICT NS1/IgG/IgM; Anticuerpos totales	
Características de la Muestra:	Plasma/Suero Volumen 0,4 ml Requisitos de almacenamiento: - 20° a - 80°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 10 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia, Z-score, APS (Especificaciones de desempeño analítico)
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia