

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Serología para Leptospirosis. RCPAQAP (Australia).
Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 20250102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Leptospirosis Aglutinación Leptospirosis IgG Leptospirosis IgM	
Características de la Muestra:	Volúmen: 0,5 ml. Suero. Listo para usar. Requisitos de almacenamiento: -20°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 6 a 8 semanas
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparacion por concordancia. Mediana - SD - CV Resumen de desempeño actual y acumulativo. Revision de caso. Graficos histograma
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia