



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Toxoplasma IgG & IgM, CMV IgG & IgM, Rubeola IgG, Paperas IgG, Rubeola IgG & IgM, Varicela (VZV) IgG

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 438
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Marzo - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	6
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Citomegalovirus (IgG - IgM*) - Epstein Barr Virus (EBV) - Mumps Virus IgG (virus de las paperas) - Rubeola (IgG* - Ig M*) - Rubeola Virus IgG - Toxoplasma gondii (IgG - IgM) - Varicela Zoster Virus IgG - Varicela Zoster Virus anticuerpos totales*	
*analitos no aceptados por el CAP	
Características de la Muestra:	Volumen 0,5 ml. Plasma desfibrinado Liofilizado
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Concordancia (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado
Respaldo Regulatorio:	Analitos aceptados por el CAP
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos