



Labcare
de Colombia



QCMD
Quality Control for Molecular Diagnostics

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular para *Mycobacterium tuberculosis*. QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAB014129_2
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Trimestre 2 y 4
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Individual cualitativo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	
Características de la Muestra:	Volumen 1,0 ml. Espuito y/o espuito sintético y/o LCR sintético Origen: Cultivo y/o material clínico. Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días después de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Grafico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido