



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Drogas de Abuso y Nuevas Sustancias Psicoactivas

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 139
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	27
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Octubre
Número de Muestras por Evento:	3
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
6-Acetil morfina Acetaminofen Alcohol Anfetaminas Barbitúricos Benzodiazepinas Buprenorfine Cannabinoides Carisoprodol	Metabolitos de Cocaína Cotina EDDP Fentanilo Hidrocodona LSD MDMA Meperidina Metadona
	Metanfetaminas Metacualona Opiáceos Oxicodona Fenciclidina Propoxifeno Tramadol Antidepresivos tricíclicos Zolpidem
Características de la Muestra:	Volumen 10,0 ml. Orina
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cualitativa o Cuantitativa Media, SD, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA (Aplica solo para ensayos cualitativos)
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos