



Labcare
de Colombia



RIQAS

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Química Clínica

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9128
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 56
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5
Número de Muestras por Ciclo:	12
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas
Meses de Inicio de Ciclo:	Enero
Mensurandos Disponibles	
ACE - eGFR (rata de filtración glomerular estimada) - Fosfatasa ácida prostática - Fosfatasa ácida total - Albúmina - ALP - ALT - Amilasa pancreática - Amilasa total - AST - Bicarbonato - Ácidos biliares - Bilirrubina directa - Bilirrubina total - Calcio, ionizado - Calcio, total - Calcio, ajustado - Cloro - Colinestasa - UIBC - Colesterol, total - CK, Total - Cobre - Creatinina - D-3-hidroxibutirato - Fructosamina - T3 libre - T4 libre - Gamma GT - GLDH - Glucosa - HBDH - Colesterol HDL - Hierro - Lactato - LDH - Colesterol LDL - Lipasa - Litio - Magnesio - NEFA - Osmolalidad - Fosfato, inorgánico - Potasio - Proteína, total - PSA - Sodio - TIBC - T3 total - T4 total - Triglicéridos - TSH - Urea - Ácido úrico - Zinc .	
Características de la Muestra:	Volumen de 5.0 ml Liofilizada Base Suero Humano No Reactiva para Anti HIV y HBsAg Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Mensual
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Límite De Aceptación Por Estado Del Arte RIQAS Target Score, RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DESV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI - TS - %DEV
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido