



Labcare
de Colombia



ProteomeTech Inc.



Prueba de Alergias en Animales

¡Identifique la causa de la alergia de su perro!
El dolor se puede reducir una vez conozca la causa

Qué tiene de especial?

ANITIA *IgE Canino*




Bajo volumen de muestra
Solo 50 μ L de suero para más de 60
alergenos



Detección semicuantitativa
Proporciona la concentración de IgE
específica con la clasificación de la alergia



Gran precisión
Método de alta reproducibilidad:
Inmunoblot con calibración en tira



PRUEBA SIMULTÁNEA PARA MÚLTIPLES ALERGENOS



Labcare
de Colombia



Contacte a su asesor comercial + 57 310 6 88 82 59 • www.labcarecolombia.com • ventas@labcarecolombia.com

ANITIA

IgE Canino

Panel para 63 Alergenos

ANITIA IgE Canino I

<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	Epitelio de gato/Caspa	Arroz
<i>Dermatophagoides farinae</i>	Lana/Oveja	Guisante
<i>Acarus siro</i>	Plumas	Fríjol de soja
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	<i>Penicillium notatum</i>	Zanahorias
Abedul/Aliso	<i>Cladosporium herbarum</i>	Papa
Avellana	<i>Aspergillus fumigatus</i>	Papa dulce
Arce sicómoro	<i>Candida albicans</i>	Calabaza
Sauce/álamo	<i>Alternaria alternata</i>	Tomate
Roble	<i>Malassezia pachydermatis</i>	Manzana
Pino blanco	Pulgas	Levadura de Panadería
Acacia	Cerdo	Clara
Ceniza blanca	Cucaracha	Yema
Ambrosía común	Carne de res	Queso cheddar/gouda
Plátano	Carne de pato	Queso
Artemisa	Pollo	Cangrejo, Camarones
Rumex acetosella	Carne de cordero	Bacalao
Grama	Carne de pavo	Atún
Huerta/Hierba Timotea	Ciervo rojo	Salmón
Ryegrass	Trigo	Caballa
Cultivo de Centeno	Maíz	Maní

Panel para 61 Alergenos

ANITIA IgE Canino II

Polvo	Pupa de gusano de seda	Linaza
<i>Glycyphagus domesticus</i>	α -lactalbumina	Naranja
<i>Blomia tropicalis</i>	β -lactoglobulina	Arándanos
Japanese hop	Caseína	Fresa
CCD	Suero de la leche	Kiwi
Durazno	Gluten	Melón
Hierba de caña común	Conejo	Banano
<i>Agrostis</i> (Bent grass)	Mejillón azul/ Almeja	Pera
Cedro japonés	Trucha	Piña
Margaritas	Arenque	Ciruela
Diente de León	Sardinas	Sandía
Russian thistle	Anchoas	Perejil
Goldenrod	Lubina	Repollo
Cenizo Común	Cebada	Pepino
Látex hevea	Avena	Brócoli
Veneno de abeja	Trigo sarraceno o alforfón	Coliflor
Hormiga roja	Sorgo	Rábano
Mosquitos	Lenteja	Pimentón
Epitelio de vaca	Castaño	Espinaca
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Dulce hieba primaveral)	Levadura de cerveza	Mango

 Almacenamiento: 2° - 8°C

 Kit * 20 Pruebas

 **ProteomeTech Inc.**
Fabricado en Korea

 **Labcare**
de Colombia



Contacte a su asesor comercial + 57 310 6 88 82 59 • www.labcarecolombia.com • ventas@labcarecolombia.com