



Labcare
de Colombia



RIQAS

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Inmunoensayo

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9125A	RA RQ9125B	RA RQ9125C
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 4	Hasta 13	Hasta 51
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5		
Número de Muestras por Ciclo:	12		
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas		
Meses de Inicio de Ciclo:	Enero y Julio		
Mensurandos Disponibles			
17-OH-Progesterona- 25-OH-Vitamina D- ACTH- AFP- Aldosterona- Amikacina- Androstenediona- B-2-Microglobulina- CA125- CA15-3- CA19-9- Carbamazepina- CEA- Cortisol- Péptido C- DHEA- No Conjugada- DHEA-S- Digoxina- Ferritina- Folato- T3 Libre- T4 Libre- FSH- Gentamicina- GH- Hcg- IgE- Insulina- LH- Estradiol- Paracetamol- Hormona Paratiroidea- Fenobarbital- Fenitoína- Progesterona- Prolactina- PSA- PSA Libre- Salicilato- Globulina Fijadora De Hormonas Sexuales (SHBG)- T3- T4- Testosterona- Teofilina- Tiroglobulina- TSH- Ácido Valproico- Vancomicina- Vitamina B12.			
Características de la Muestra:	Volumen de 5.0 ml Liofilizada 100% Suero Humano No Reactiva para Anti HIV y HBsAg Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida		
Periodicidad de Procesamiento:	Quincenal		
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net		
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar		
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Límite De Aceptación Por Estado Del Arte RIQAS Target Score, RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DESV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI - TS - %DEV		
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - UKAS		
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón		
Origen:	Reino Unido		