



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Motilidad de Espermatozoides (Solo Virtual). API (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 161
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Marzo - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Motilidad de los espermatozoides Motilidad progresiva de los espermatozoides	
Características de la Muestra:	Imágenes de video a través de la web sobre motilidad de espermatozoides y motilidad progresiva. Requisitos de Almacenamiento: NA
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación: Aceptable/Inaceptable % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación cuantitativa: Media, SD, Rango, SDI
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos