



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Recuento de Esperma. API (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 151
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Marzo - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Recuento de Esperma	
Características de la Muestra:	Volúmen 0,3 ml. Esperma estabilizado. Diseñado para métodos manuales. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días apartir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación: Aceptable/Inaceptable % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación cuantitativa: Media, SD, Rango, SDI
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos