



Labcare
de Colombia



ProteomeTech Inc.

Prueba de Alergias en Animales

¡Identifique la causa de la alergia de su gato!
El dolor se puede reducir una vez conozca la causa

Qué tiene de especial?

ANITIA *IgE Felino*



Bajo volumen de muestra

Solo 50 μ L de suero para más de 60 alérgenos




Detección semicuantitativa

Proporciona la concentración de IgE específica con la clasificación de la alergia



Gran precisión

Método de alta reproducibilidad:
Inmunoblot con calibración en tira



PRUEBA SIMULTÁNEA PARA MÚLTIPLES ALERGENOS



Labcare
de Colombia



Contacte a su asesor comercial + 57 310 6 88 82 59 • www.labcarecolombia.com • ventas@labcarecolombia.com

ANITIA

IgE Felino

ANITIA IgE Felino I

Panel para 63 Alergenos

<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	Lana/Oveja	Guisante
<i>Dermatophagoides farinae</i>	Plumas	Frijol de soja
<i>Acarus siro</i>	<i>Penicillium notatum</i>	Zanahoria
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	<i>Cladosporium herbarum</i>	Papa
Abedul/Aliso	<i>Aspergillus fumigatus</i>	Papa dulce
Avellana	<i>Candida albicans</i>	Calabaza
Arce sicómoro	<i>Alternaria alternata</i>	Tomate
Sauce/álamo	<i>Malassezia pachydermatis</i>	Manzana
Roble	Pulgas	Levadura de Panadería
Pino blanco	Cerdo	Clara
Acacia	Cucaracha	Yema
Ceniza blanca	Carne de res	Queso cheddar/gouda
Ambrosía común	Carne de pato	Queso
Plátano	Pollo	Cangrejo, Camarones
Artemisa	Carne de cordero	Bacalao
Rumex acetosella	Carne de pavo	Atún
Gramma	Ciervo rojo	Salmón
Huerta/Hierba Timotea	Trigo	Caballa
Ryegrass	Maíz	Maní
Cultivo de Centeno	Arroz	

ANITIA IgE Felino II

Panel para 61 Alergenos

Polvo	Pupa de gusano de seda	Linaza
<i>Glycyphagus domesticus</i>	α -lactalbumina	Naranja
<i>Blomia tropicalis</i>	β -lactoglobulina	Arándano
Japanese hop	Caseína	Fresa
CCD	Suero de la leche	Kiwi
Durazno	Gluten	Melón
Hierba de caña común	Conejo	Banano
<i>Agrostis</i> (Bent grass)	Mejillón azul/ Almeja	Pera
Cedro japonés	Trucha	Piña
Margaritas	Arenque	Ciruela
Diente de León	Sardinas	Sandía
Russian thistle	Anchoas	Perejil
Goldenrod	Lubina	Repollo
Cenizo Común	Cebada	Pepino
Látex hevea	Avena	Brócoli
Veneno de abeja	Trigo sarraceno o alforfón	Coliflor
Hormiga roja	Sorgo	Rábano
Mosquitos	Lenteja	Pimentón
Epitelio de vaca	Castaño	Espinaca
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Dulce hierba primavera)	Levadura de cerveza	Mango



2° - 8°C



Kit * 20 Pruebas



ProteomeTech Inc.



Labcare
de Colombia



Contacte a su asesor comercial + 57 310 6 88 82 59 ▪ www.labcarecolombia.com ▪ ventas@labcarecolombia.com