



Labcare
de Colombia



RCPAQAP

The Royal College of Pathologists of Australasia

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Leucemia Mieloide Aguda NGS Panel Testing. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 23130102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	27
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero - Agosto
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
ASXL1 BRAF CALR CBL CEBPA CSF3R DNMT3A EZH2 FLT3	GATA2 IDH1 IDH2 JAK2 KIT KRAS MPL NPM1 NRAS
	RUNX1 SETBP1 SF3B1 SRSF2 STAG2 TET2 TP53 U2AF1 WT1
Características de la Muestra:	Volúmen: 1,0 ug. ADN Purificado en TE pH 8,0 Requisitos de almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: en la detección y notificación de varios genes asociados con la leucemia mieloide aguda (AML) mediante secuenciación de próxima generación (NGS)
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia