



Ensayo de Aptitud POQTROL para Pruebas Rápidas de HIV, HBsAg, HCV y Sífilis. ACG (COL).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ACG PT-001
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	6
Meses de Participación:	Febrero - Abril - Junio - Agosto* - Octubre - Diciembre (* inicio de ciclo)
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Informe de Rutina Informe de Fin de Ciclo
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>HIV: Determinación cualitativa de anticuerpos para todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) específico a HIV-1 incluyendo subtipo-O y HIV-2 simultáneamente.</p> <p>HCV: Determinación cualitativa de anticuerpos.</p> <p>Sífilis: Determinación cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) contra Treponema pallidum (TP).</p> <p>HBsAg: Determinación cualitativa de HBsAg.</p>	
Características de la Muestra:	<p>Volúmen: 0,5 ml.</p> <p>Suero</p> <p>Liofilizado.</p> <p>Aplica para Inmunocromatografía Flujo Lateral.</p> <p>Permite evaluar 3 referencias.</p> <p>Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Pagina web www.acgcalidad.co
Oportunidad del Reporte:	Hasta 8 días calendario a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Evaluación cualitativa:</p> <p>Concordancia</p> <p>Resumen de pruebas.</p>
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043:2010 ONAC - IAAC - ILAC
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Colombia