



Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Calprotectina. RCPAQAP (Australia)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 15780102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Junio - Agosto - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación del desafío. Resumen de desempeño. Reporte de fin de ciclo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Calprotectina Elastasa	
Características de la Muestra:	Volúmen: 0,5 ml. Muestra Fecal Liofilizada. Requisitos de almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: Especificaciones de rendimiento analítico basadas en rendimiento analítico (APS) Mediana - BIAS Gráficos: Younden Plots - Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia