

**Ensayo de Aptitud (PT) Quik Response para determinación de Pesticidas - Carbamate/Carbamoxylxime - en Agua de Suministro. ERA (USA).**

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	ERA 707QR
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	8
<b>Eventos por Año:</b>	Disponibles en cualquier momento.
<b>Meses de Participación:</b>	A demanda.
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	1
<b>Informes Disponibles:</b>	Informe Final Quik Response
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
<b>Cada estandar contiene al menos 8 de los analitos del siguiente listado:</b>	
Aldicarb Aldicarb sulfone Aldicarb sulfoxide Baygon	Carbaryl Carbofuran 3-Hydroxycarbofuran
	Methiocarb Methomyl Oxamyl
<b>Características de la Muestra:</b>	Volúmen: 2,0 ml. Ampolla sellada en llama. Rinde hasta 2 litros despues de la dilución. Verificar el rango de medición y los métodos en <a href="https://www.eraqc.com/products/">https://www.eraqc.com/products/</a> Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 6°C.
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal e-DATA
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluacion Cualitativa. Histograma.
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Estados Unidos