



Tubo PS, Fondo Redondo 16*100 mm (12 ml), Con Tapa Rosca, Estéril, Empaque Individual. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 6152
Descripción:	Tubo con tapa adjunta de 16 x 100 mm y capacidad para contener líquidos o muestras con volumen de 12 ml.
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento de líquidos
Materiales:	Poliestireno
Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none">• Altura total: 100 mm• Diámetro 16 mm
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none">-No autoclavable-Envueltos individualmente-Resiste temperaturas de -40°C a 90°C-Material que le confiere excelente claridad
Presentaciones:	Disponibles en volúmenes de 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml
Origen:	Estados Unidos

