


Pipeta Automática Advance, Autoclavable, Multicanal (12 Canales). Volumen Ajustable, 30-300 ul, Naranja. (Punta Grupo B). Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 3355-300
Descripción:	Pipeta automática multicanal para volúmenes de 30-300µl, volumen ajustable, 12 canales, color naranja.
Aplicaciones (Uso):	Aspirar o dispensar líquidos entre 30 y 300µl
Materiales:	Cono en PVDF
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> -Autoclavable -Diseño ergonómico -Operación simple y peso liviano para reducir la fatiga de la mano -Colector giratorio de 360° que permite el posicionamiento vertical u horizontal mientras aspira o dispensa. -Cada canal es calibrado por laboratorio acreditado ISO 17025 -Pistón magnético para proporcionar alta exactitud y consistencia. -Ajuste de volumen preciso -Mecanismo de bloqueo para prevenir accidentes de cambio de volumen -Cono en PVDF para alta resistencia a la corrosión.
Presentaciones:	Disponibles para volúmenes de 0.5 - 10uL, 2 - 20uL, 5 - 50uL, 10 - 100uL, 20 - 200uL
Origen:	Estados Unidos

