



**Punta para Pipeta Con Filtro 1-1000 ul, Estéril, Certificada, Universal, Graduada, 84 mm, Color Natural. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 150835
<b>Descripción:</b>	Punta para pipeta universal, con filtro, para volúmenes entre 1.0 ul y 1.000 ul, certificada, baja retención, estéril, no autoclavable, color natural
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Aspirar o dispensar líquidos entre 1.0 y 1.000 ul
<b>Materiales:</b>	Puntas en Polipropileno (PP) y Filtro en Polietileno (PE)
<b>Dimensiones:</b>	Longitud: 84 mm
<b>Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Universal, se adapta a las marcas de pipetas más populares.</li><li>• Empacada en caja con tapa abatible.</li><li>• Certificada como Libre de RNasa, DNasa y pirógenos, disponibles para procedimientos de biología molecular.</li></ul>
<b>Presentaciones:</b>	6 Racks apilables * 96 / 10 Racks apilables * 96
<b>Origen:</b>	Estados Unidos

