



Copilla de Muestra PS 3.0 ml. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 110911
Descripción:	Copillas de muestra multipropósito con capacidad para 3 ml y diseñadas para usar en la mayoría de instrumentos de la industria. No estéril, no autoclavable
Aplicaciones (Uso):	Dispensación de líquidos y/o muestras con volúmenes de hasta 3 ml.
Materiales:	Poliestireno (PS)
Dimensiones:	17 mm x 38 mm
Beneficios:	Proporcionan excelentes propiedades ópticas. Su fabricación en poliestireno proporciona excelente claridad Resistente a temperaturas de hasta 90°C Adaptables a la mayoría de analizadores de la industria.
Presentaciones:	Bolsa por 1000 unidades
Origen:	Estados Unidos

