



Tubo PP Fondo Redondo 13\*75 mm, 5.0 ml. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 110471
<b>Descripción:</b>	Tubo de ensayo de 13 * 75 mm, moldeado, con capacidad para contener hasta 5.0 ml de líquidos
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Almacenamiento de líquidos con volúmenes de hasta 5 ml
<b>Materiales:</b>	Polipropileno (PP)
<b>Dimensiones:</b>	13 x 75 mm
<b>Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricado en polipropileno lo que le confiere alta resistencia al impacto y al uso de ácidos, álcalis y solventes.</li><li>• Resisten procesos de centrifugación de hasta 3000 rpm</li><li>• Autoclavable</li><li>• Resistente a temperaturas de congelación</li><li>• Sin graduaciones.</li></ul>
<b>Presentaciones:</b>	Bolsa * 1000 unidades, caja * 2000
<b>Origen:</b>	Estados Unidos





