



Tubo PP Fondo Redondo 13*100 mm, 8.0 ml. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 110445
Descripción:	Tubo de ensayo de fondo redondo de 13 * 100 mm , sin graduación con capacidad para contener hasta 8 ml de líquidos.No estéril
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento de líquidos con volúmenes de hasta 8 ml
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	Alto: 100mm $\pm$ 0.5 Diámetro: 13mm $\pm$ 0.2 Diámetro fondo: 11.7mm $\pm$ 0.2
Beneficios:	• Fabricado en polipropileno lo que le confiere alta resistencia al impacto y al uso de ácidos, álcalis y solventes. • Resisten procesos de centrifugación de hasta 3000 rpm • Autoclavable • Resistente a temperaturas de hasta 135°C • Sin graduaciones.
Presentaciones:	Caja * 1000 unidades. Disponible también el Poliestireno (PS)
Origen:	Estados Unidos

