



Tubo PP Fondo Redondo 12*75 mm, 5.0 ml Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 110441
Descripción:	Tubo de polipropileno de fondo redondo y tapas a presión de doble posición (LDPE) que permiten el almacenamiento de líquidos de hasta 5 ml en condiciones aeróbicas y anaerobias
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento de líquidos con volúmenes de hasta 5.0 ml
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	12 x 75mm
Beneficios:	• Fabricado en polipropileno de alta resistencia. • Resistencia al impacto y estabilidad frente a ácidos, álcalis y solventes comunes. • Puede resistir procesos de centrifugación de hasta 3000 rpm • Autoclavable • Resistente a temperaturas de congelación • Sin graduaciones.
Presentaciones:	Bolsa * 1000 unidades, caja * 2000
Origen:	Estados Unidos

