



Tubo PE Fondo Redondo 12*75 mm, 5.0 ml. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)



Referencia Interna:	GB 110410
Descripción:	Tubo de ensayo de 12 * 75 mm, moldeado en Poliestireno para contener líquidos, con capacidad de 5.0 ml. • No Autoclavable . No estéril
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento de líquidos con volúmenes de hasta 5 ml
Materiales:	Poliestireno (PS)
Dimensiones:	Altura: 75 mm Dámetro: 12 mm
Beneficios:	• Resisten procesos de centrifugación de hasta 1500 rpm • Resistente a temperaturas de 20°C a 90°C • Sin graduaciones. • Poliestireno de alta claridad
Presentaciones:	Caja * 1000 unidades. Disponible también el Polipropileno (PP)
Origen:	Estados Unidos